

# BARRIER® EasyWarm®+

Aktivt självvärmande filt för engångsbruk



Barrier® EasyWarm® filten uppnår en genomsnittlig arbetstemperatur på ca. 40°C inom 30 minuter, och bibehåller den i upp till 10 timmar.

- Används före, under och efter operation för att effektivt förebygga hypotermi
- Filten börjar värmas omedelbart efter avlägsnande från förpackningen
- Filten börjar värmas omedelbart efter avlägsnande från förpackningen
- Fungerar utan extra utrustning eller anslutning till ström
- Filten börjar värmas omedelbart efter avlägsnande från förpackningen
- Fungerar utan extra utrustning eller anslutning till ström

## Beskrivning



**1.** Riv upp förpackningen med hjälp av den förklippta fliken i övre vänstra hörnet. Ta ur filten ur förpackningen för att exponera BARRIER® EasyWarm® för luft och därmed starta uppvärmningen.



**2.** Öppna och vik ut BARRIER EasyWarm helt, filten får inte vikas dubbel. När filten exponeras för luft uppnår den en genomsnittlig arbetstemperatur på ca. 40°C inom 30 minuter, och bibehåller den i upp till 10 timmar.



**3.** Placera BARRIER EasyWarm+ med värmekuddarna uppåt med den vita sidan av filten mot patienten.



**4.** Under pre- och postoperativa-perioden och vid kirurgiska ingrepp på hand, armar och huvud, placeras BARRIER EasyWarm över hela kroppen.



**5.** För kirurgiska ingrepp i nedre delen av buken och nedre extremiteterna, dela på BARRIER EasyWarm+ och applicera den övre delen av filten över armar och bröst.



**6.** För kirurgiska ingrepp ovanför underlivet dela på BARRIER EasyWarm+ och applicera den nedre delen av filten över ben och höft.



**7.** Vid bukirurgi dela på BARRIER EasyWarm+ och applicera den övre delen över armar och bröst och den nedre delen placeras över ben och höft.



**8.** Filten övre och undre del kan lätt tas isär och återfästas via kardborrband. Den nedre delen kan delas i ytterligare två delar genom att man klipper den vid angiven linje. Detta gör det möjligt att anpassa filten till olika kirurgiska ingrepp.

## Genrell information

- Används endast under överinseende av sjukvårdspersonal.
- Värmekuddarna ska peka uppåt. Lägg inte filten dubbelt.
- Undvik att lägga till extra vikt (inklusive medicinska instrument) eller tryck på filten. Sövd patientens händer, armar och ben skall inte placeras ovanpå filten.
- Regelbundet övervaka hudreaktioner enligt klinisk praxis.
- Endast för vuxna patienter.

## Ansvarsfriskrivning

- Filten ska inte användas till patienter med svår perifer cirkulation (inklusive huden).
- Filten får inte användas i en syrerik miljö, t.ex. får filten inte användas vid syrebehandling i tryckkammare och värmekuddarna får inte komma i kontakt med syrebaserad behandling eller apparat.
- Värmekuddarna är magnetiska och ej genomlysningsbara. Filten måste tas bort innan du tar bilder med MR- eller röntgenutrustning för att undvika störning av andra medicinska apparater.

## BARRIER® EasyWarm®+ aktivt självvärmande filt

Art.no.	Beskrivning	Material	Förpackning	TRP
629910	12 luftaktiverade värmedynor (13 cm x 10 cm) integreras i fickorna på det övre lagret. Filten storlek är 110/150 x 200 cm.	Flera lager SMMMS (polypropen). De olika lagren och fickorna sys med polyester / bomullstråd. Värmedynorna är tillverkade av luftgenomsläppliga påsar som innehåller aktivt kol, lera, salt och järnpulver.	Vakuumförpackade i en lufttät polymerpåse. Påsarna (7 st.) är förpackad i en transport kartong med bubbelplast.	7 st

## Operationsläge

BARRIER EasyWarm+ är utformad för att vara flexibel och passa för många olika typer av kirurgiska ingrepp. Se nedan förslag på hur man placerar filtren för några av de vanligaste kirurgiska ingreppen.



Buk



Laparoskopi



Knä



Axel



Axel



Rygg



Urologi/gynekologi



Urologi/gynekologi



Urologi/gynekologi



Höft



Höft



Öron/näsa/hals

Läs mer på [www.molnlycke.se](http://www.molnlycke.se)

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, 402 52 Göteborg. Telefon 031-722 30 00. [info.se@molnlycke.com](mailto:info.se@molnlycke.com)  
Namnen Mölnlycke Health Care, BARRIER® och EasyWarm® samt deras respektive logotyper är globalt registrerade och tillhör något av företagen inom Mölnlycke Health Care-koncernen. ©2018 Mölnlycke Health Care AB. Alla rättigheter förbehållna.  
SESU0401803

