

# BARRIER® EasyWarm®

Aktivt självvärmande filt för engångsbruk



BARRIER® EasyWarm® uppnår en genomsnittlig arbetstemperatur inom 30 minuter, och bibehåller den i upp till 10 timmar.

- Används före, under och efter operation för att effektivt förebygga hypotermi
- Filten börjar värmas omedelbart efter att ytterförpackningen avlägsnats
- Fungerar utan extra utrustning eller anslutning till ström

## Bruksanvisning



**1.** Riv upp förpackningen med hjälp av den förklippta fliken i övre vänstra hörnet. Ta ur filten ur förpackningen för att exponera BARRIER® EasyWarm® för luft och därmed starta uppvärmningen.



**2.** Öppna och vik ut BARRIER EasyWarm helt. Filten får inte vikas dubbel. När filten exponeras för luft uppnår den en genomsnittlig arbetstemperatur inom 30 minuter, och bibehåller den i upp till 10 timmar.



**3.** Placera BARRIER EasyWarm med värmekuddarna uppåt. Ingen extra vikt bör läggas ovanpå värmekuddarna.



**4.** Under pre- och postoperativa perioden och vid kirurgiska ingrepp på hand, armar och huvud, placeras BARRIER EasyWarm över hela kroppen.



**5.** Vid nedre bukkirurgi eller ingrepp i nedre extremiteter kan BARRIER EasyWarm appliceras över de övre extremiteterna och bröstet, med filtens utskärning vid huvudnivå.



**6.** Vid övre bukkirurgi kan BARRIER EasyWarm placeras över de nedre extremiteterna.

## Användarguide

- Används endast under överinseende av sjukvårdspersonal.
- Lägg filten på patienten med värmekuddarna uppåt. Korrekt sida indikeras av "THIS SIDE UP"-markeringen på filten.
- Vik inte filten dubbel.
- Undvik att lägga extra vikt (inklusive medicinska instrument) eller tryck på filten. Patientens händer, armar och ben skall inte placeras ovanpå filten.
- Övervaka regelbundet hudreaktioner enligt klinisk praxis.
- Används på vuxna patienter från 18 år och uppåt.

## Förebyggande åtgärder

- Filten ska inte användas till patienter med svårt nedsatt perifer cirkulation (inklusive huden).
- Filten får inte användas i en syrerik miljö, t.ex. får filten inte användas vid syrebehandling i tryckkammare och värmekuddarna får inte komma i kontakt med syrebaserad behandling eller apparatur.
- Värmekuddarna innehåller metall och är ej genomlysningbara. Filten måste tas bort innan du tar bilder med MR- eller röntgenutrustning.
- Värme som genereras från filten kan orsaka ökad läkemedelstillförsel från transdermala medicineringsystem (plåster).

## BARRIER® EasyWarm® aktivt självvärmande filt

Art. nr.	Produkt	Material	Förpackning	TRP
629900	12 luftaktiverade värmedynor (13 cm x 10 cm) integreras i fickorna på det övre lagret. Filtens storlek är 152 cm x 92 cm.	Flera lager SMS (polypropen). De olika lagren och fickorna sys med polyester / bomullstråd. Värmedynorna är tillverkade av luftgenomsläppliga påsar som innehåller aktivt kol, lera, salt och järnpulver.	Vakuumpförpackade i en lufttät polymerpåse. Påsarna är förpackade i en transportkartong med bubbelplast.	10 st

## Läs mer på [www.molnlycke.se](http://www.molnlycke.se)

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, 402 52 Göteborg, Sverige.  
Telefon 031 722 30 00. Mölnlycke, BARRIER och EasyWarm varumärken, namn och logotyper är registrerade globalt hos ett eller flera företag inom Mölnlycke Health Care. ©2023 Mölnlycke Health Care AB.  
Alla rättigheter förbehållna. SESU1422401

