

BARRIER® EasyWarm®+

Couverture pour patient
auto-chauffante active à usage unique



La couverture pour patient BARRIER® EasyWarm®+ chauffe entièrement en l'espace de 30 minutes et maintient sa température jusqu'à 10 heures.

- Aide à prévenir toute hypothermie durant l'ensemble de la phase peropératoire.
- La partie supérieure et la partie inférieure de la couverture peuvent être aisément séparées et réunies grâce à une fermeture Velcro qui permet une utilisation dans les positions les plus variées.
- La couverture commence à chauffer dès son retrait de l'emballage.
- Utilisable sans accessoire.

Remarques relatives à l'utilisation



1. Ouvrir l'emballage au niveau de l'encoche du coin supérieur gauche. Retirer la couverture pour patient BARRIER® EasyWarm®+ de son emballage.



2. Ouvrir et déplier totalement la couverture pour patient BARRIER EasyWarm+ et veiller à ne pas la doubler. La couverture chauffe à l'air entièrement en l'espace de 30 minutes et maintient sa température jusqu'à 10 heures.



3. Poser la couverture pour patient BARRIER EasyWarm+ en veillant à orienter les coussinets chauffants vers le haut. Le côté blanc est orienté vers le patient. Eviter tout poids supplémentaire sur la couverture.



4. Pendant et après l'intervention ainsi que dans le cadre d'interventions sur les mains/bras et la tête, poser la couverture pour patient BARRIER EasyWarm+ sur l'ensemble du corps.



5. Dans le cadre d'interventions dans la région abdominale inférieure et au niveau des membres inférieurs, séparer la couverture pour patient BARRIER EasyWarm+ et poser la partie supérieure sur la poitrine et les membres.



6. Dans le cadre d'interventions au-dessus de la région génitale, séparer la couverture pour patient BARRIER EasyWarm+ et en poser la partie inférieure sur les hanches et les jambes.



7. Dans le cadre d'interventions dans la région abdominale, séparer la couverture pour patient BARRIER EasyWarm+, puis poser la partie supérieure sur la poitrine et les membres et la partie inférieure sur les hanches et les jambes.



8. La partie supérieure et la partie inférieure de la couverture peuvent être aisément séparées et réunies grâce à une fermeture Velcro. (La partie inférieure peut aussi être découpée en deux parties au niveau du marquage prévu à cet effet.) Cela permet une utilisation dans les positions les plus variées.

Mode d'emploi

- Utilisation uniquement sous le contrôle d'un médecin ou d'un infirmier ou d'une infirmière.
- Poser la couverture avec les coussinets chauffants vers le haut. Le côté blanc est orienté vers le patient. Le bon côté est marqué de la mention «THIS SIDE UP».
- Ne pas doubler la couverture.
- Eviter tout poids ou pression supplémentaire sur la couverture, par ex. par le biais d'instruments médicaux. Ne pas poser les mains, les bras ni les membres du patient anesthésié sur la couverture.
- Vérifier à intervalles réguliers l'absence d'éventuelles réactions cutanées selon les routines hospitalières.
- A utiliser auprès d'individus dès 18 ans.

Mises en garde/Contre-indications

- Ne convient pas aux patients souffrant d'une grave altération de la circulation périphérique (aussi de la peau).
- Ne pas utiliser la couverture dans un environnement riche en oxygène, c'est-à-dire que la couverture ne saurait être utilisée en médecine hyperbare et que les coussinets chauffants ne sauraient entrer en contact avec le flux d'air dégagé par des dispositifs ou généré dans le cadre de thérapies par oxygénation.
- Les coussinets chauffants sont magnétiques et opaques. Retirer la couverture avant tout examen par IRM ou radiographie.
- La chaleur générée par la couverture peut se traduire par une administration accrue de médicament lorsque le patient porte un système de médication transdermique (patch).

Couverture pour patient auto-chauffante active BARRIER® EasyWarm®+

Réf.	Produit	Matériau	Présentation	CE
629910	12 coussinets chauffants activés par l'air (13 cm x 10 cm) pouvant être insérés dans les poches à la surface. La taille de la couverture est de 110/150 cm x 200 cm.	Différentes couches de SMS (polypropylène). Les différentes couches ainsi que les poches sont cousues entre elles à l'aide d'un fil polyester/coton. Les coussinets chauffants se composent de sachets étanches à l'air qui contiennent du charbon actif, de l'argile, du sel, de l'eau et de la poudre de fer.	Conditionnés sous vide dans un sachet polymère étanche à l'air. Les sachets sont rangés dans un carton de transport avec film à coussins d'air.	7 unités

Positions dans le cadre de différentes interventions

La couverture pour patient BARRIER® EasyWarm®+ est flexible et convient à une utilisation dans le cadre des interventions les plus diverses. Vous trouverez ci-après quelques recommandations sur la manière d'utiliser la couverture pour patient dans le cadre des interventions les plus courantes.



Chirurgie abdominale



Interventions laparoscopiques



Interventions sur le genou



Interventions sur l'épaule



Interventions sur l'épaule



Interventions sur le rachis



Urologie/Gynécologie



Urologie/Gynécologie



Urologie/Gynécologie



Interventions sur la hanche



Interventions sur la hanche



Chirurgie ORL

Pour en savoir plus sur www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, ALLEMAGNE Téléphone +49 211 920 880
Mölnlycke Health Care GmbH, Wagenseilgasse 14, 1120 Vienne, AUTRICHE Téléphone +43 1 278 85 42
Mölnlycke Health Care AG, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, SUISSE Téléphone +41 44 744 54 00

Les marques Mölnlycke, BARRIER et EasyWarm de même que les noms commerciaux et les logos correspondants sont des marques déposées à l'échelle mondiale d'un ou de plusieurs membres du groupe de sociétés Mölnlycke Health Care. ©2021 Mölnlycke Health Care AB. Tous droits réservés. DEIM003050

