

BARRIER® Skyddsrock AAMI 2

Andningsbar osteril skyddsrock som minskar kontaminering av vårdpersonal och patienter



Smidig, elastisk halslinning för ergonomisk på- och avtagning av rocken




Knutet midjeband som förhindrar att skärpet kommer i kontakt med golvet

Skyddsrocken är utformad för att minska kontaminering av vårdpersonal och patienter i icke-sterila miljöer. Skyddsrocken uppfyller ANSI / AAMI PB70: 2012 nivå 2 krav för skydd. Smidig, elastisk halslinning för ergonomisk på- och avtagning av rocken; knutet midjeband som förhindrar att skärpet kommer i kontakt med golvet.

- Utformad för att minska kontaminering av vårdpersonal och patienter i icke-sterila miljöer
- Andningsbar
- Gjord för en balans mellan skydd och komfort, med stickade muddar, flexibel hals för ergonomisk påtagning. Finns i flera storlekar och två färger (blå och gul)
- Ultraljudssvetsad söm för extra skydd
- Uppfyller ANSI / AAMI PB70: 2012 nivå 2 standard

Beställningsinformation

Art. nr	Storlek	Färg	Längd (cm)	Bredd (cm)	Avd/Trp
1301	M	Blå	106	128	10/120
1302	M	Gul	106	128	10/120
1311	L	Blå	115	140	10/90
1312	L	Gul	115	140	10/90
1321	XL	Blå	135	162	10/90
1322	XL	Gul	135	162	10/90
1331	XXL	Blå	145	176	10/90
1332	XXL	Gul	145	176	10/90



Läs mer på www.molnlycke.se

Molnlycke Health Care AB, P.O. Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, 402 52 Göteborg, Sverige. Telefon + 46 31 722 30 00. Molnlycke- och BARRIER-varumärken, namn och logotyper registreras globalt till en eller flera av Molnlycke Health Care-koncernen. © 2021 Molnlycke Health Care AB. Alla rättigheter förbehållna. SESU0832107


Molnlycke®