

# Mölnlycke® Pulsed Lavage\*

Truly customised orthopaedic solutions



Mölnlycke Pulsed Lavage är DEHP fri

Mölnlycke® Pulsed Lavage, engångsspolsystem med olika tryck för effektiv rengöring och avlägsnande av benfragment under implantatinsättning. Det ökar cementpenetrationen in i den porösa benvävnaden för en potentiellt starkare implantatfixering och reducering av revisionsfrekvensen. Det ger också en effektiv men skonsam mekanisk rengöring av sår.

## Finns i två versioner

- Nätdrift: Handenhet för engångsbruk och återanvändbart nätaggregat.
- Inbyggt batteri: Handenhet för engångsbruk med inbyggt batteripaket.

## Ingår i Pulsed Lavage

- Ergonomisk och bekväm handenhet.
- Kort koniskt spolmunstycke med stänkskydd.
- Långt spolmunstycke för femur.
- Integrerad 3 meter lång sug- och spolslang.
- Renssticka för rengöring av spolmunstycke för femur.
- Varierad spolhastighet, låg 700ml/ min och hög 1000-1400ml/min.

## Enstycksförpackad eller inkluderad i Mölnlycke kundanpassade set

- Inkludera Pulsed Lavage i era Mölnlycke kundanpassade set för ökad effektivitet.
- Finns även som enstycksförpackat alternativ.
- Ftalatfri PVC.

## Filtrerat revisionsmunstycke

- För höftrevisionskirurgi har vi ett speciellt munstycke för att hantera små ben- och cementdelar. Finns som steril singelpackad.

\* Pulsed Lavage lagliga tillverkare är Kaiser Medical Technology.

## Mölnlycke® Pulsed Lavage – Steril singelpackad

Art. nr.	Beskrivning	Avd.	TRP
9750000	Pulsed Lavage system, nätdrift	1	5
9750001	Pulsed Lavage system, inbyggt batteri	1	5
9752000	Nätaggregat (AC100~240V), Europa	1	1
9751000	Borstmunstycke för femur	1	10
9751001	Kort spolmunstycke koniskt 30mm, längd 8,5cm	1	10
9751002	Långt spolmunstycke för femur, längd 19cm	1	10
9751003	Höftrevisionsmunstycke	1	20




Nätdrift



Inbyggt batteri



Nätaggregat



Borstmunstycke för femur



Höftrevisionsmunstycke (Ftalatfri PVC)

## Mölnlycke® Pulsed Lavage – tillgängligt i kundanpassade set


Art. nr.	Beskrivning
2322130-00	Pulsed Lavage system, nätdrift
2324050-00	Pulsed Lavage system, inbyggt batteri
2320481-00	Borstmunstycke för femur



Nätdrift



Inbyggt batteri



Borstmunstycke för femur

Läs mer på [www.molnlycke.se](http://www.molnlycke.se)

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3c, 402 52 Göteborg. Telefon 031-722 30 00.  
Mölnlycke-varumärket, namn och logotyp är globalt registrerade till en eller flera företag i Mölnlycke Health Care-gruppen.  
© 2019. Mölnlycke Health Care AB. Med ensamrätt.

Mölnlycke®