


# Laparoskopiska instrument

Truly customized laparoscopic solutions



Ett heltäckande utbud av 5 mm laparoskopiska monopolära instrument av premiumkvalitet för engångsbruk med två olika designade handtag. Ger kirurger bästa möjliga urval och bekvämlighet.


## Handtag med urkopplingsbar spärr

- Ergonomiskt handtag med urkopplingsbar spärr ger kirurgen komfort och kontroll
- Särskild handtagsdesign som gör det möjligt att gå över från flergångs- till engångsprodukter utan kompromisser
- Enkel, intuitiv spärrfunktion
- Spärrfunktionen kan kopplas ur, vilket ger alternativ med och utan spärr i samma instrument för maximal bekvämlighet och flexibilitet
- 360° fingerrotationshjul för exakt och bekväm rotering av skänklarna
- Kraftiga, dubbelledade skänklar med stort gap
- Komplet urval av instrumentskänklar för alla typer av kirurgi
- Isolerat skaft ger säker strömkontroll






## Handtag med spärr

- Ergonomiskt handtag med spärr ger kirurgen komfort och kontroll
- Enkel, intuitiv spärrfunktion
- 360° fingerrotationshjul för exakt och bekväm rotering av skänklarna
- Kraftiga, dubbelledade skänklar med stort gap
- Komplet urval av instrumentskänklar för alla typer av kirurgi
- Isolerat skaft ger säker strömkontroll


Finns både som steril enstycksförpackning och för inkludering i ProcedurePak® kundanpassade set.



Rak fattningstång

Maryland  
dissektionstångClinch  
fattningstångBabcock  
fattningstångRat Tooth  
fattningstångAnknäbb  
fattningstångTarmfattning-  
stång  
- fenestreradRak fattningstång  
- fenestrerad


Handtag med spärr.



Maryland med stort handtag.



Handtag med urkopplingsbar spärr.



Maryland med litet handtag.

Art. Nr.	Beskrivning	Stlk	Längd	Avd fp
899200	Rak fattningstång med spärr	5 mm	33 cm	10
899201	Maryland dissektionstång stort handtag	5 mm	33 cm	10
899202	Clinch fattningstång med spärr	5 mm	33 cm	10
899203	Babcock fattningstång med spärr	5 mm	33 cm	10
899204	Rat Tooth fattningstång med spärr	5 mm	33 cm	10
899205	Anknäbb - fattningstång med spärrfunktion	5 mm	33 cm	10
899206	Tarmfattningstång med spärr fenestrerad	5 mm	33 cm	10
899207	Rak fattningstång med spärr fenestrerad	5 mm	33 cm	10

Läs mer på [www.molnlycke.se](http://www.molnlycke.se)

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, 402 52 Göteborg. Tel 031 722 30 00.  
Mölnlycke Health Care- och ProcedurePak®-varumärken och logotyper är globalt registrerade av ett eller flera företag i  
Mölnlycke Health Care Group. © 2017. Mölnlycke Health Care AB. Med ensamrätt. HGSU0094



**Mölnlycke®**