


# Mepilex® Border Lite

## Mepilex Border Lite Samolepící měkké silikonové krytí

- Při snímání krytí nedochází k traumatu rány ani okolní kůže
- Multifunkční použití
- Dobře se přizpůsobí tvaru těla
- Minimalizuje riziko macerace




Technologie Safetac®. Méně traumatu. Méně bolesti.™

Safetac je patentovaná technologie měkkého silikonu. Krytí s technologií Safetac jsou atraumatická nejen při nošení, ale i během převazu. Tato krytí minimalizují trauma rány, okolní kůže a bolest pacienta. Předcházejí také riziku macerace tím, že utěsní okraje rány a nedovolí tak průsaku exsudátu na okolní kůži.

Pro více informací navštivte [www.molnlycke.com](http://www.molnlycke.com)



Safetac - nedochází k žádnému strhávání kožních buněk



Tradiční lepidlo – dochází k strhávání kožních buněk


## Výhody krytí Mepilexu Border Lite

- Dobře se přizpůsobí ráně, jelikož je tenké a poddajné
- Široký výběr rozměrů
- Minimalizuje trauma a bolest během převazu


## Oblasti použití

Krytí Mepilex Border Lite bylo vyvinuto k ošetření celé řady neexsudujících až mírně exsudujících ran, jako jsou bércové vředy, vředy na chodidlech a traumatické rány jako například odřeniny, řezné rány, zranění prstů, puchýře a stržená kůže. Krytí Mepilex Border Lite lze rovněž používat k ochraně porušené a/nebo křehké kůže.

## Použití krytí Mepilex Border Lite



Ránu obvyklým způsobem vyčistěte. Odstraňte ochrannou fólii.



Přiložte krytí lepicí stranou na ránu. Nenatahujte.

## Příklady použití Mepilexu Border Lite

- Rány u malých dětí
- Řezné rány
- Ochrana křehké kůže
- Problémové partie těla
- Vhodná náplast na cesty (cykloturistika apod.)
- Tržné rány
- Odřeniny
- Roztržená kůže
- Puchýře

## Poznámka

Vyskytnou-li se klinické příznaky infekce, je nutné před dalším použitím krytí Mepilex Border Lite zahájit odpovídající léčbu.



### Přehled velikostí Mepilexu Border Lite

Kód VZP	Číslo výrobku	Velikost cm	Ks v balení	Ks v kartonu
81473	281000	4x5	10	70
81474	281100	5x12,5	5	65
81475	281200	7,5x7,5	5	70
81476	281300	10x10	5	50
	281500	15x15	5	50

Mölnlycke Health Care, s.r.o.  
Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3  
Tel. +420 221 890 517  
Fax +420 224 817 582  
www.molnlycke.com

Symbol a značka slova jsou registrované obchodní značky společnosti Mölnlycke Health Care nebo značky, o jejichž registraci již firma zažádala.