

# Setopress™

## Vysoce kompresní bandáž

Setopress je vysoce kompresní bandáž určená k vytváření odpovídající komprese při léčbě bérkových vředů

Vizuální pomoc  
pro vytváření dvou  
úrovní komprese  
(30mmHg nebo  
40mmHg)

Vytváří vysokou  
kompresi!

Snadno se  
používá



Dostatečně  
tenká aby se  
vešla i do obuvi

Lze prát  
a používat  
opakovaně

## Jak Setopress funguje

Setopress je lehká kompresivní bandáž. Aby bylo zajištěno správné použití, je na obinadle nesmazatelně vytištěno jednoduché vizuální vodítko. Toto vodítko se skládá z barevných obdélníků, které se při dosažení správné komprese změní na čtverce.

Na jedné straně obinadla jsou hnědé obdélníky, které signalizují tlak 40mmHg v kotníku pro optimální podporu hojení. Při správném naložení bandáže vytváří Setopress účinnou kompresi, u které se během 12 týdnů prokázalo, že léčí i dlouhotrvající bércové vředy.<sup>2</sup>

Na druhé straně jsou zelené obdélníky, které zajišťují střední kompresi (30 mmHg u kotníku). Pokud stav pacienta nedovoluje využít silnou kompresi, může být zpočátku použita mírná komprese. Vizuální aplikační vodítko usnadňuje správnou aplikaci obinadla Setopress.

## Výhody kompresního obinadla Setopress

- Dostatečně tenké aby pacientům umožnilo běžnou mobilitu
- Lze prát a opakovaně použít
- Délka 3,5 m ( v nenataženém stavu)
- Vizuální vodítko
- 2 různé úrovně komprese
- Poskytuje efektivní vysokou kompresi<sup>1</sup>
- Snadno použitelná aplikační technika

## Složení

- Polyamid
- Elastan
- Bavlna

## Doporučený postup pro praní



Neobsahuje přírodní latex.

## Oblasti použití

Kompresní krátkotažné obinadlo Setopress je určeno pro kompresní terapii bércových vředů a souvisejících potíží.

### UPOZORNĚNÍ:

**NEPOUŽÍVEJTE** v případě přítomné nebo předpokládané žilní insuficience

**NEPOUŽÍVEJTE** pro bandážování do osmičky

**NEPOUŽÍVEJTE** na končetinách o průměru menším než 18 cm

## Setopress

Velikost	Obj. kód
10cm x 3.5m	3505

Reference:

1. Gould DJ, Cambell S, Newton H, et al, Setopress vs. Elastocrepe in Chronic Venous Ulceration. British Journal of Nursing 1998, 7(2): 66-70, 72-73
2. Blair et al, Sustained Compression and Healing of Chronic Venous Ulcers, BMJ 1988 297: 1159-64

Více najdete na [www.molnlycke.cz](http://www.molnlycke.cz)

Mölnlycke Health Care s.r.o., Hájkova 22, 130 00 Praha 3.

Tel.: +420221890517.

Mölnlycke Health Care a Setopress jsou registrované ochranné známky jedné či více společností skupiny Mölnlycke Health Care Group. CZWC0420518

  
**Mölnlycke®** CE