

# BARRIER® Face shield

Visirer er udviklet til at beskytte bærerens øjne og ansigt mod stænk



Justerbar strop for forbedret pasform

Formbart skum forebygger dug på briller

Visirer er udviklet til at beskytte bærerens øjne og ansigt mod stænk. Visirer er kategoriseret som personligt beskyttelsesudstyr (PPE) iht. (EU) direktiv 2016/425, kategori II.

- Udviklet til beskyttelse mod stænk på bærerens øjne og ansigt
- Justerbar hovedstrop for tilpasset, personlig pasform og komfort
- Formbart skum på forhovedet for at lette udånding og ventilation
- Antidugbehandlet visir
- Fås i to størrelser til forskellige behov for ansigtsdækning
- CE mærket iht. PPE forordningen (EU) 2016/425, risikokategori II
- Overholder kravene i EN 166:2001

## Bestillingsinformation

Varenr.	Str. [cm]	Inderæske/trp.
1710	33 x 22	25/100
1711	33 x 17	25/100

Læs mere på [www.molnlycke.dk](http://www.molnlycke.dk)

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 80 88 68 10. [info.dk@molnlycke.com](mailto:info.dk@molnlycke.com).  
Mölnlycke og BARRIER varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2021 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0132106

  
**Mölnlycke®**