


Mölnlycke® Monopolær L-hook elektrode, håndaktiveret

Truly customised laparoscopic solutions




5 mm monopolær L-hook elektrode sikrer præcis, kontrolleret dissektion og koagulation af kar og væv. Leveres både som et sterilt enkeltpakket produkt og inkluderet i ProcedurePak® procedurepakker.

- En **PTFE coating** på den aktive del af elektroden reducerer vævsadhesion, minimerer kirurgisk afbrydelse og reducerer termisk spredning og resulterende vævsnekrose
- Mölnlycke® L-hook er fremstillet med bæredygtighed for øje og er dermed **PVC-fri** med et TPU-kabel og -forbindelsesled
- Et ergonomisk letvægtshåndtag sikrer præcis og kontrolleret vævsdissektion
- **Håndaktiveringen** giver bedre ergonomi
- L-hook elektroden kan adskilles fra diatermipennen og vendes efter behov samt håndteres i forhold til affaldssortering



Monopolær L-hook elektrode med kabel



Håndtag med knapper til håndaktivering



Krog

Varenr.	Beskrivelse	Str.	Længde	Kabellængde	Pakning
420200	Monopolær L-hook elektrode, håndaktiveret	5mm	330mm	3m	10

Kontrakteret producent: Prima Medical LTD. Importeret og distribueret af: Mölnlycke Health Care AB

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 80 88 68 10. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke varemærke, navn og logo er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen.
©2022 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0452212

