



Mölnlycke® Plume Evacuation Pencil



Hver gang der skabes kirurgisk røg på operationsstuen, bliver operationspersonale udsat for en risiko. Løsningen er lige for hånden med den nye, unikke Mölnlycke® Plume Evacuation Pencil (diatermipen med røgsug), en fremragende løsning, der sikrer minimeret udsættelse for røg og tydelig visualisering af operationsfeltet. Det sætter din og dine patienters sikkerhed først.

- Et unikt, alt-i-en, letvægts, smalt design med integreret teleskopfunktion, hvilket giver en umiddelbar løsning til både dybe og overfladiske incisioner.
- Mölnlycke Plume Evacuation Pencil tilbyder en bæredygtig løsning, DEHP og PVC fri.
- Meget høj sugkapacitet hvilket minimerer udsættelsen for røg og giver hurtig visualisering af operationsfeltet.
- Fås i både dine kundetilpassede procedurepakker samt sterilt, enkeltpakket.

Tekniske data

Valg af elektroder:

Rustfri stål ❶ til hurtige, enkle opgaver.

Coated PTFE ❷ til reduceret afbrydelse af operationen pga. ophobning af væv.

Isoleret PTFE ❸ til reduceret risiko for utilsigtet beskadigelse af væv når man opererer på trange områder.



- 360° drejeligt håndtag muliggør bevægelsesfrihed og reducerer risikoen for træthed i håndledet
- Universal 22mm forbindelse passer til alle røgsugmaskiner
- Smal diameter sikrer præcis kontrol og større visualisering, især i trange områder
- Praktisk 4 meter kabel

Bestillingsinformation, enkeltpakket steril

Varenr.	Beskrivelse	Stk./inder	Stk./TRP
420100	Plume Evacuation Pencil, PTFE elektrode	20	40
420101	Plume Evacuation Pencil, PTFE isoleret elektrode	20	40
420102	Plume Evacuation Pencil, rustfri stål elektrode	20	40

Varenummer til inkludering i Mölnlycke® procedurepakker

Varenr.	Beskrivelse
2325334	Plume Evacuation Pencil, PTFE elektrode
2325352	Plume Evacuation Pencil, PTFE isoleret elektrode
2325353	Plume Evacuation Pencil, rustfri stål elektrode
2326215	Tungsten elektrode 5,5cm
2326246	Tungsten elektrode 7cm
2326271	Keramisk elektrode 7cm

Prima Medical Limited er den lovmæssige producent af Plume Evacuation Pencil .

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 80 88 68 10. info.dk@mölnlycke.com.
Mölnlycke varemærke, navn og logo er registreret globalt til en eller flere af virksomheder i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2021 Mölnlycke Health Care AB.
Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0172106