


Mesorb®

Absorbierender Verband mit
flüssigkeitsundurchlässiger Exsudatbarriere



- Hochabsorbierender Zellstoffkern
- Luftdurchlässige, aber flüssigkeitsundurchlässige Exsudatbarriere



- Mesorb ist ein weicher, hochabsorbierender Verband, der große Mengen an Exsudat aufnehmen kann. Die flüssigkeitsundurchlässige Exsudatbarriere verhindert die Verunreinigung von Kleidern und Bettwäsche.

Funktionsweise von Mesorb

Das Exsudat wird von der Wundkontaktschicht und von der Diffusionsschicht aufgenommen und in den Zellstoffkern transportiert. Der hochabsorbierende Verband bietet gleichzeitig Schutz und optimale Luftzufuhr. Die flüssigkeitsundurchlässige Exsudatbarriere verhindert die Verunreinigung von Kleidern und Bettwäsche (inkl. Seitenauslaufschutz).

Vorteile von Mesorb

- Sehr hohe Absorptionskapazität
- Die einzigartige Seitenauslaufbarriere reduziert das Verbandswechselintervall und verhindert die Verunreinigung von Kleidern und Bettwäsche
- Kosteneffizient

Anwendungsempfehlungen

Mesorb wurde speziell für stark exsudierende Wunden und offene Drainagen entwickelt – es ist kein Sekundärverband notwendig.

Mesorb Sortiment

Artikelnummer	Pharmazentralnr.	Größe cm	Wundkissen cm	Stück Karton	Stück Packung
67 70 01	1239387	10 × 13	10 × 10	400	50
67 72 01	1239401	13 × 15	10 × 15	300	50
67 74 01	1239424	10 × 23	10 × 20	300	50
67 76 01	1239447	15 × 23	15 × 20	300	50
67 77 01	2001699	25 × 23	25 × 20	120	30
67 78 01	1239476	30 × 23	30 × 20	120	30

Steril – einzeln verpackt



Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.at

Mölnlycke Health Care GmbH, Wagenseilgasse 14, 1120 Wien Tel +43 1 278 85 42-0, Fax +43 1 278 85 42-199, info.at@molnlycke.com
Mölnlycke Health Care, das Produkt Mesorb® sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene
Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. © 2019 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten.


Mölnlycke®