

Sehr stark  
exsudierend


Infiziert\*\*

Infektions-  
gefährdet\*

Nicht infiziert

# NEHMEN. Wundversorgung mit Mölnlycke®

# EINFACH.



ZEIT FÜR EINEN  
EINFACHEN  
VERBANDWECHSEL

Mölnlycke® möchte es Ihnen so einfach wie möglich machen, **für jeden Ihrer Patienten die effektivste und wirksamste Wundversorgung zu finden:** Mit nur 10 Produkten sind Sie optimal ausgerüstet für die Behandlung von beinahe jeder Art von Wunde. Setzen Sie deshalb mit uns auf einen echten und vor allem einfachen Verbandwechsel:

**Entdecken** Sie unsere praktische Auswahl an innovativen, kontinuierlich weiterentwickelten Verbänden und anderen Wundmanagementslösungen.

**Überzeugen** Sie sich von den qualitativen, therapeutischen und nicht zuletzt ökonomischen Vorteilen der Mölnlycke®-Produkte.

Und schenken Sie uns Ihr **Vertrauen** – zum Wohle Ihrer Patienten und für ein gutes Gefühl in Ihrem Team.

**Zeit für mehr Einfachheit in der Wundversorgung.**

| Grösse | Art.-Nr. | MiGel | Stück/<br>Karton |
|--------|----------|-------|------------------|
|--------|----------|-------|------------------|

| Grösse (cm) | Art.-Nr. | MiGel | Stück/<br>Packung |
|-------------|----------|-------|-------------------|
|-------------|----------|-------|-------------------|

| Grösse (cm) | Art.-Nr. | MiGel | Stück/<br>Packung |
|-------------|----------|-------|-------------------|
|-------------|----------|-------|-------------------|

### Granudacyn®

| Wundspülösungen |          | n/a           | 20 |
|-----------------|----------|---------------|----|
| 50 ml           | 36 01 50 |               |    |
| 250 ml          | 36 01 00 | 99.12.03.00.1 | 15 |
| 500 ml          | 36 01 01 | 99.12.04.00.1 | 12 |
| 1000 ml         | 36 01 02 | 99.12.05.00.1 | 6  |
| 500 ml/NPWT     | 36 01 03 | 99.12.04.00.1 | 12 |
| 1000 ml/NPWT    | 36 01 04 | 99.12.05.00.1 | 6  |

| Mepilex® Ag |          |               | 5 |
|-------------|----------|---------------|---|
| 6 x 8,5     | 28 70 21 | 35.06.04.21.1 | 5 |
| 10 x 10     | 28 71 10 | 35.06.04.22.1 | 5 |
| 10 x 20     | 28 72 10 | 35.06.04.23.1 | 5 |
| 15 x 15     | 28 73 10 | 35.06.04.24.1 | 5 |
| 20 x 20     | 28 74 10 | 35.06.04.25.1 | 5 |
| 20 x 50     | 28 75 10 | 35.06.04.25.1 | 2 |

| Exufiber® |          |               | 10 |
|-----------|----------|---------------|----|
| 5 x 5     | 70 99 00 | 35.05.07.01.1 | 10 |
| 10 x 10   | 70 99 01 | 35.05.07.02.1 | 10 |
| 15 x 15   | 70 99 03 | 35.05.07.04.1 | 10 |
| 4,5 x 20  | 70 99 06 | 35.05.07.09.1 | 10 |

| Grösse (cm) | Art.-Nr. | MiGel | Stück/<br>Packung |
|-------------|----------|-------|-------------------|
|-------------|----------|-------|-------------------|

| Grösse (cm) | Art.-Nr. | MiGel | Stück/<br>Packung |
|-------------|----------|-------|-------------------|
|-------------|----------|-------|-------------------|

| Grösse (cm) | Art.-Nr. | MiGel | Stück/<br>Packung |
|-------------|----------|-------|-------------------|
|-------------|----------|-------|-------------------|

### Mepilex® Border Flex Lite

|           |          |               |    |
|-----------|----------|---------------|----|
| 4 x 5     | 58 10 50 | 35.05.03.01.1 | 10 |
| 5 x 12,5  | 58 11 00 | 35.05.03.02.1 | 5  |
| 7,5 x 7,5 | 58 12 50 | 35.05.03.02.1 | 5  |
| 10 x 10   | 58 13 50 | 35.05.03.03.1 | 5  |
| 15 x 15   | 58 15 00 | 35.05.03.04.1 | 5  |

| Mepilex® One |          |               | 5 |
|--------------|----------|---------------|---|
| 6 x 7        | 28 91 70 | 35.05.08.01.1 | 5 |
| 9 x 10       | 28 92 70 | 35.05.08.02.1 | 5 |
| 13 x 15      | 28 94 70 | 35.05.08.03.1 | 5 |

| Tubifast®      |       |               | 1 |
|----------------|-------|---------------|---|
| 10 m – Rolle   |       |               |   |
| Rot (3,5cm)    | 24 34 | 35.01.08.02.1 | 1 |
| Grün (5cm)     | 24 36 | 35.01.08.03.1 | 1 |
| Blau (7,5cm)   | 24 38 | 35.01.08.05.1 | 1 |
| Gelb (10,75cm) | 24 40 | 35.01.08.06.1 | 1 |
| Violett (20cm) | 24 44 | 35.01.08.08.1 | 1 |

### Mepilex® Border Flex

|             |          |               |    |
|-------------|----------|---------------|----|
| 7,5 x 7,5   | 59 52 50 | 35.05.03.02.1 | 5  |
| 10 x 10     | 59 53 50 | 35.05.03.03.1 | 5  |
| 12,5 x 12,5 | 59 50 50 | 35.05.03.04.1 | 5  |
| 15 x 15     | 59 54 00 | 35.05.03.04.1 | 5  |
| 15 x 20     | 59 56 00 | 35.05.03.05.1 | 5  |
| 10 x 20     | 59 58 00 | 35.05.03.04.1 | 10 |
| 10 x 30     | 59 59 00 | 35.05.03.05.1 | 10 |
| 7,8 x 10    | 58 35 00 | 35.05.03.02.1 | 5  |
| 13 x 16     | 58 33 00 | 35.05.03.04.1 | 5  |
| 15 x 19     | 58 34 00 | 35.05.03.05.1 | 5  |

| Mepilex® Superabsorbent |          |               | 10 |
|-------------------------|----------|---------------|----|
| 12,5 x 12,5             | 61 00 00 | 35.05.05.04.1 | 10 |
| 12,5 x 17,5             | 61 01 00 | 35.05.05.04.1 | 10 |
| 12,5 x 22,5             | 61 02 00 | 35.05.05.04.1 | 10 |
| 17,5 x 22,5             | 61 03 00 | 35.05.05.05.1 | 10 |
| 22,5 x 27,5             | 61 04 00 | 35.05.05.06.1 | 10 |
| 22,5 x 32,5             | 61 05 00 | 35.05.05.06.1 | 10 |
| 22,5 x 42,5             | 61 06 00 | 35.05.05.08.1 | 10 |

### Mepilex® XT

|         |          |               |   |
|---------|----------|---------------|---|
| 5 x 5   | 21 10 15 | 35.05.03.01.1 | 5 |
| 10 x 10 | 21 11 00 | 35.05.03.03.1 | 5 |
| 10 x 20 | 21 12 00 | 35.05.03.04.1 | 5 |
| 15 x 15 | 21 13 00 | 35.05.03.04.1 | 5 |
| 20 x 20 | 21 14 00 | 35.05.03.06.1 | 5 |
| 20 x 50 | 21 15 00 | 35.05.03.08.1 | 2 |

| Mextra® |          |               | 10 |
|---------|----------|---------------|----|
| 5 x 7   | 28 90 00 | 35.05.08.01.1 | 5  |
| 8 x 10  | 28 92 00 | 35.05.08.02.1 | 5  |
| 12 x 15 | 28 94 00 | 35.05.08.03.1 | 5  |
| 17 x 25 | 28 97 00 | 35.05.08.05.1 | 5  |

**Erfahren Sie mehr unter [www.molnlycke.ch](http://www.molnlycke.ch)**

Mölnlycke Health Care AG,  
Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, Schweiz.  
Tel.: +41 44 744 54 00, [info.ch@molnlycke.com](mailto:info.ch@molnlycke.com)

Der Name Mölnlycke Health Care und das Safelac® Logo sowie alle genannten Produkte sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe.


© 2023 Mölnlycke Health Care AB.  
Alle Rechte vorbehalten. DWG0135 (CH)

 **Mölnlycke®**

**Referenzen:** **1.** Bugmann PH, et al. A silicone coated nylon dressing reduces healing time in burned paediatric patients in comparison with standard sulfadiazine treatment: a prospective randomized trial. Burns, 1998. **2.** Patton P, et al. An open, prospective, randomized pilot investigation evaluating pain with the use of a soft silicone wound contact layer vs. bridal veil and staples on split thickness skin grafts as a primary dressing. Journal of Burn Care and Research, 2013. **3.** David F, et al. A randomised, controlled, non-inferiority trial comparing the performance of a soft silicone-coated wound contact layer (Mepitel One) with a lipiodocollid wound contact layer (Urgotul) in the treatment of acute wounds. International Wound Journal, 2017. **4.** Mölnlycke Health Care. Design Verification Report, Mepitel One, PD-557646. Data on file.

# WELCHER VERBAND FÜR WELCHE WUNDE?

MIT MÖLNLYCKE® TREFFEN SIE IMMER DIE RICHTIGE WAHL:



## Wundreinigung und Befeuchtung


**Mepilex® Border Flex Lite**  
 Der besondere Aufbau bietet die **optimale Balance von Exsudat-Absorption und Abdampfung für nicht bis mittelstark exsudierende Wunden**. Gut einsetzen auch zum Ende der Wundheilung, wenn nur wenig Exsudat vorhanden ist. Für den Einsatz bei z.B. Dekubitus, diabetisches Fuss-syndrom, Bein- und Fussulzera sowie traumatischen Wunden (beispielsweise Skin Tears) und chirurgischen Wunden vorgesehen.



**All-in-one-Verband für nicht bis mässig exsudierende Wunden, der so konzipiert ist, dass er sicher haftet und sich einzigartig anpasst.**

**Mepilex® Border Flex**  
 Der Verband mit 5 Schichten **absorbiert und kanalisiert Exsudat und schliesst es sicher ein**. Die Schichten leiten das Exsudat vom Wundbett ab und verhindern einen Rückfluss in die Wunde, sogar unter einem Kompressionsverband.

Mepilex® Border Flex wurde **für eine grosse Bandbreite von exsudierenden Wunden** entwickelt, z.B. Dekubitus, diabetisches Fuss-syndrom, Bein- und Fussulzera sowie traumatische Wunden (beispielsweise Skin Tears) und chirurgische Wunden.



**Der All-in-one-Verband passt sich gut an den Körper an und verfügt über eine einzigartige Haftfähigkeit.**

## Granudacyn® Wundspülung und -gel

Für **alle Wunden** einschliesslich Körperhöhlen, Fisteln und empfindliche Gewebsstrukturen.



**Mepilex® XT**  
 Absorbierender Schaumverband für **normales und viskoses Exsudat**. Er kann Flüssigkeitsmengen sicher zurückhalten und **nimmt Flüssigkeit schneller auf** als andere Schaumverbände.



**Nicht haftende Schaumverbände für alle Wundphasen.**

## Mepilex® Ag

Vielseitig einsetzbarer **antimikrobieller Schaumverband** – mit antimikrobieller Wirksamkeit zur **Senkung der Keimbelastung**.



## Tiefe infizierte Wunde?


**Exufiber® Ag+ Gelbildender Faser-verband** mit schneller antimikrobieller Wirkung für **lang anhaltenden Schutz** vor einer Vielzahl von gramnegativen und grampositiven Bakterien.



**Effektive antimikrobielle Behandlung. Exufiber® Ag+ kann als Bestandteil des Biofilm-Managements verwendet werden.**

## Mepitel® One

**Einseitig haftendes Wundstanzgitter:** sanft zur Haut, haltbar und sicher in der Anwendung – **optimiert den Heilungsprozess**. Kosteneffizient durch 14 Tage lange Tragedauer.<sup>1-4</sup>



**Mextra® Superabsorbent Supersorbierender Wundverband** mit Flüssigkeitsabweisen-der Deckschicht nimmt Flüssigkeiten schnell auf. Das **hohe Absorptions- und Retentionsvermögen** mindert das Risiko für Mazeration.



**Sichere Lösung mit grosser Aufnahmekapazität. In Kombination mit Mepitel® One werden Haut und Wunde geschützt.**



## Tiefe Wunde?



### Exufiber®

Gelbildender Faserverband für eine Vielzahl **oberflächlicher und tiefer Wunden**.



### Fixierung

Elastischer, längs und quer dehnbare **Schlauchverband**.



### Tubifast®