

BARRIER® leikkaustakki Ultimate

Maksimaalinen hengittävyys takaa käyttömukavuuden



Olkalaskokset mahdollistavat yläkehon vapaan liikkumisen



Ergonomiset hihat tarjoavat mukavuutta ja liikkumisvapautta



Hihojen resorit ovat yhteensopivat Biogel®-käsineiden kanssa estäen käsiä liukumasta

- Miellyttävä materiaali
- Maksimaalinen hengittävyys takaa erinomaisen käyttömukavuuden
- Hyvin nesteitä hylkivä materiaali antaa lisäsuojaa (HP)
- Ergonominen malli lisää liikkumisvapautta
- Saatavilla standarditason ja korkean suorituskyvyn leikkaustakkeina¹
- Käsitelty materiaali lisää alhaisen pintajännityksen omaavien nesteiden (veri) hylkimistä•
- Taiteltu aseptisen pukemisen mahdollistamiseksi

Standard performance	Tuoteno.	Tuotteen kuvaus	Koko	Pituus	Leveys	Pakkaus
	680102	Ultimate leikkaustakki, kaksi käsipyyhettä, kääritty	L	119 cm	150 cm	18/36
	680103	Ultimate leikkaustakki, kaksi käsipyyhettä, kääritty	L-L	134 cm	150 cm	16/32
	680104	Ultimate leikkaustakki, kaksi käsipyyhettä, kääritty	XL	129 cm	170 cm	16/32
	680105	Ultimate leikkaustakki, kaksi käsipyyhettä, kääritty	XL-L	144 cm	170 cm	16/32
	680106	Ultimate leikkaustakki, kaksi käsipyyhettä, kääritty	XXL-L	145 cm	184 cm	14/28
	680003	Ultimate leikkaustakki	L-L	134 cm	150 cm	16/32
	680005	Ultimate leikkaustakki	XL-L	144 cm	170 cm	16/32
	680006	Ultimate leikkaustakki	XXL-L	145 cm	184 cm	14/28

Ultimate -leikkaustakki on saatavana myös osana Mölnlycke® asiakasräätelöityä pakkausta

High performance	Tuoteno.	Tuotteen kuvaus	Koko	Pituus	Leveys	Pakkaus
 <ul style="list-style-type: none"> Läpäisemätön etuvahvike minimoi roiskeiden läpimenon vaaran Etuvahvike on hengittävä 	690102	Ultimate leikkaustakki, kaksi käsipyyhettä, kääritty	L	119 cm	150 cm	16/32
	690103	Ultimate leikkaustakki, kaksi käsipyyhettä, kääritty	L-L	134 cm	150 cm	14/28
	690104	Ultimate leikkaustakki, kaksi käsipyyhettä, kääritty	XL	129 cm	170 cm	14/28
	690105	Ultimate leikkaustakki, kaksi käsipyyhettä, kääritty	XL-L	144 cm	170 cm	14/28
	690106	Ultimate leikkaustakki, kaksi käsipyyhettä, kääritty	XXL-L	145 cm	184 cm	12/24
	690107	Ultimate leikkaustakki, kaksi käsipyyhettä, kääritty	XXL-XL	165 cm	184 cm	12/24
	690003	Ultimate leikkaustakki	L-L	134 cm	150 cm	14/28
	690005	Ultimate leikkaustakki	XL-L	144 cm	170 cm	14/28
690006	Ultimate leikkaustakki	XXL-L	145 cm	184 cm	12/24	

Ultimate -leikkaustakki on saatavana myös osana Mölnlycke® asiakasräätelöityä pakkausta



Takin materiaalit

Vartalo-osa ja hihat:

Polypropeenikuitukangas.

Etuvahvike: Polyetyleenikalvo (hengittävä)

Hihavahvikkeet: Viskoosi/polyesteri kuitukangas ja polyetyleenikalvo

Tuotteen luokitus

Standard performance takit: European Standard EN 13795

Standard performance ja ANSI/AAMI PB70 level 3.

High performance takit: European Standard EN 13795 High Performance ja ANSI/AAMI PB70 level 3^{1,2}.

Pakkaus

Neljän koroksen pakkausjärjestelmä, steriili suoja, muovinen suojapussi, osastolaatikko ja kuljetuslaatikko, auttavat vähentämään tuotteen kontaminoitumisen ja vaurioitumisen riskiä kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Tyhjiöpakkaukset optimoivat käsittely- ja säilytystilan

Ympäristö

Me Mölnlyckellä olemme jo pitkään sitoutuneet minimoimaan toimintamme ympäristövaikutukset vaarantamatta tuotteidemme ja palveluidemme tehokkuutta ja luotettavuutta. Ympäristönsuojelu on tuotantomme ja toimipisteidemme prioriteetteja kaikkialla maailmassa.

Viihteet: 1. European Standard EN 13795:Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment – General requirements for manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements and performance levels.
2. ANSI/AAMI PB70:Liquid performance and classification of protective apparel and drapes for use in health care facilities.

Lue lisää www.molnlycke.fi

Mölnlycke Health Care Oy, Valimotie 21, 00380 Helsinki. Puh. 0201 622 300.
Mölnlycke, Biogel ja BARRIER tavaramerkit, nimet ja logotyypit on on rekisteröity maailmanlaajuisesti yhdelle tai useammalle Mölnlycke Health Care -yhtiölle. © 2020. Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. FISU1102005

