

BARRIER®-leikkaustakki Virus Protection Plus (VPP)

Korkean suorituskyvyn (HP) Virus Protection Plus (VPP) -leikkaustakit on suunniteltu suojaamaan sekä terveydenhuollon henkilöstöä että potilaita



Tarranauha säädettävään
kauluksen sulkemiseen



Miellyttävän tuntuiset
hihansuut

Korkean suorituskyvyn (HP) Virus Protection Plus (VPP) -leikkaustakit on suunniteltu suojaamaan sekä terveydenhuollon henkilöstöä että potilaita virusten ja muiden mikro-organismien siirtymiseltä. VPP-leikkaustakit täyttävät AAMI-standardin tason 4 vaatimukset virusten tunkeutumisen estämiseksi.

- Suunniteltu suojaamaan viruksilta
- Hengittävä materiaali
- Tarranauha kiinnitetty kuitukankaaseen
- Kestävä veren läpivuodoille
- Saatavana steriilinä ja epästeriilinä osana ProcedurePack asiakasräätälöityä tomenpidepakkausta
- HP-takki täyttää standardin EN13795:2019 vaatimukset
- Vastaa standardin ANSI/AAMI PB70:2012 tason 4 vaatimuksia

Tilaustiedot

Tuotenumero Steriili (2 pyyhettä, käärittä)	Tuotenumero, asiakasräätelöity pakkaus	Koko	Pituus	Leveys	Osastolk./ Kuljetusltk.
852400-00	2325635-00	L	122	150	14/28
852401-00	2325619-00	L - L	126	155	13/26
852402-00	2325627-00	XL	130	168	13/26
852403-00	2325588-00	XL - L	135	180	12/24
852404-00	2325652-00	XXL - L	140	202	11/22
852405-00	2325642-00	XXL - XL	155	208	11/22



Lue lisää osoitteesta www.molnlycke.fi

Mölnlycke Health Care Oy, Valimotie 21, 00150 Helsinki, Suomi. Puh. 0201 622 300.
Mölnlycke- ja BARRIER-tavaramerkit, -nimet ja -logot on rekisteröity maailmanlaajuisesti yhdelle tai usealle
Mölnlycke Health Care -konsernin yhtiölle. © 2021 Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. FISU1882107