

# BARRIER® Clean Air Suit

Engangsbruk sikrer en ny, frisk start hver dag



- Bidrar til å opprettholde ultraren luft (<math><10 \text{ CFU}^\*/\text{m}^3</math>)<sup>1, 2</sup>
- Reduserer betydelig både CFU\* (>75% reduksjon) og antall partikler (>90% reduksjon) sammenlignet med gjenbrukbare renluftsbeledninger<sup>1</sup>
- Høy motstand mot bakteriepenetrasjon<sup>1</sup>
- Absorberende innerlag for ekstra komfort
- Designet for funksjonalitet; flere store lommer på overdel og bukse
- Oppfyller EN 13795-2: 2019, HP-krav for Clean Air Suit

\* Colony forming units



- Stor brystlomme
- Knapper i halsen



- Absorberende innerlag for økt komfort



- Store sidelommer på hvert bukseben



- Knytting i midjen for individuell passform



- To store lommer nederst, foran på overdelen
- Små lommer til penn og saks



- Mansjett ved ankler



- Mansjett i midjen, og to store lommer på overdelen



- Korte ermer med mansjett

Art. nr.	Beskrivelse	Art. nr.	Beskrivelse	Str.	Innhold kartong
842000	Overdel, mansjett i ermer og midje	843000	Bukse, mansjett ben	XS	28
842100	Overdel, mansjett i ermer og midje	843100	Bukse, mansjett ben	S	26
842200	Overdel, mansjett i ermer og midje	843200	Bukse, mansjett ben	M	22
842300	Overdel, mansjett i ermer og midje	843300	Bukse, mansjett ben	L	20
842400	Overdel, mansjett i ermer og midje	843400	Bukse, mansjett ben	XL	18
842500	Overdel, mansjett i ermer og midje	843500	Bukse, mansjett ben	XXL	18
842600	Overdel, mansjett i ermer og midje	843600	Bukse, mansjett ben	XXXL	16

Referanser: 1. Ljungqvist, B., Reinmüller, B.: PEOPLE AS A CONTAMINATION SOURCE. Surgical clothing systems for operating rooms—a comparison between disposable non-woven and reusable mixed material. Technical Report from Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden 2012. 2. Tammelin A et al, Single-use surgical clothing system for reduction of airborne bacteria in the operating room. Journal of Hospital Infection 2013;83(3) : 245-247.

Les mer på [www.molnlycke.no](http://www.molnlycke.no)

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo, Norge. Tlf. +47 22 70 63 70  
The Mölnlycke and BARRIER trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care group of companies. ©2023 Mölnlycke Health Care AS. All rights reserved. NOSU0242306

  
**Mölnlycke®**