

BARRIER[®] Assistansebordpose

ISCC sertifisert, teleskopbrettet



Mölnlycke[®] har tatt ett steg videre for innovative bærekraftige oppdekkingsløsninger. Vår ambisjon er å redusere CO2 eq på miljøet ved å utfordre valg av materialer, prosesser, produksjon og distribusjon helt til produktet avhendes. Vi forsøker også å integrere designforbedringer underveis. I dette tilfellet så blir assistansebordposen teleskopisk brettet

- Total vektreduksjon med mer enn 20%* ^{1,2}, uten å kompromisse med funksjonaliteten
- Innhold av fornybare materialer: 14% biobasert materiale hvorav 21% av PE-filmen består av biobasert materiale ^{1,2}
- 15% reduksjon i CO2 eq* ^{1,2}
- ISCC sertifisert
- Teleskopisk brettet

*Sammenliknet med den sammenliknbare forsterket assistansebordpose med artikkelnummer 996109.

BARRIER® Universal assistansebordpose ISCC sertifisert

Komponent-nummer (usteril)	Beskrivelse	Materiale
996113	Forsterket assistansebordpose: 79 x 145 cm Absorberende forsterkning: 65 x 85 cm	Materiale: Polyetylenfilm 45 m (21% biobasert) Forsterkning: Polypropylen nonwoven 30 g/m2 Polyetylenfilm: 55 m



Skann for å se mer om teleskop-brettingen

ProcedurePak® prosedyrepakker

ProcedurePak prosedyrepakker lar deg:

- Spare forberedelsestid
- Fokusere på pasienten før operasjonen
- Lage prosedyrepakker med det eksakte innholdet du trenger til hvert inngrep
- Velge alle engangsprodukter du trenger, inkludert laparoskopiske instrumenter
- Minimerer produktavfall



Referanser: 1. Comparative screening on fossil- and biobased in combination downgauging PE-tube materials for production BARRIER® Reinforced Mayo Stand Cover Ramboll (Mölnlycke Health Care. Data on file) PD-711157. 2. Mölnlycke has conducted, via an external party, a high-level environmental impact assessment (cradle to gate) on the existing reinforced Mayo stand cover (Ref.996109) and a new more sustainable (Ref. 996113) version. The results have not been reviewed by a third party and are assessed with a screening level attributional LCA approach.

Les mer på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo, Norge. Tlf. 22 70 63 70.
Varemerkene, navnene og logoene som tilhører Mölnlycke er registrert globalt av ett eller flere av selskapene i Mölnlycke Health Care-konsernet. © 2023 Mölnlycke Health Care AS. Alle rettigheter forbeholdt. NOSU1672302

