

BARRIER® Operasjonsfrakk Classic

Pustende og komfortabel
- Passer til de fleste inngrep



Skulderfolder gir økt komfort for overkroppen



Ergonomiske ermer for komfort og økt bevegelsesfrihet



Frakkens mansjetter er designet for å hindre Biogel® hansker å gli ned



- Brettet for å sikre aseptisk påkledning
- Alkoholavvisende for ekstra beskyttelse mot væsker med lav overflatespenning, som for eksempel blod
- Ergonomisk passform, for økt bevegelsesfrihet
- Tilgjengelig i Standard og High Performance frakker¹
- Operasjonsfrakkene er laget med FSC™-sertifisert papir
- FSC™-sertifiserte dispenserbokser

Standard Performance (SP)

Steril	Usteril*	Beskrivelse	Str.	Lengde (cm)	Omkrets (cm)	Eske/krt.
850101	950101	Operasjonsfrakk SP, to håndklær, innpakket	M	121	135	20/40
850102	950102	Operasjonsfrakk SP, to håndklær, innpakket	L	121	154	20/40
850103	950103	Operasjonsfrakk SP	L-L	131	154	22/44
850104		Operasjonsfrakk SP, to håndklær, innpakket	L-L	131	154	20/40
850106	950104	Operasjonsfrakk SP, to håndklær, innpakket	XL	132	174	18/36
850107	950105	Operasjonsfrakk SP	XL-L	145	174	18/36
850108		Operasjonsfrakk SP, to håndklær, innpakket	XL-L	145	174	18/36
850110	950106	Operasjonsfrakk SP, to håndklær, innpakket	XXL-L	148	184	18/36
850111	950107	Operasjonsfrakk SP, to håndklær, innpakket	XXL-XL	161	184	16/32

Tie back, Standard Performance

Steril	Usteril*	Beskrivelse	Str.	Lengde (cm)	Omkrets (cm)	Eske/krt.
840101	940101	Operasjonsfrakk Tie-Back SP, to håndklær, innpakket	L	120	147	20/40
840102	940102	Operasjonsfrakk Tie-Back SP, to håndklær, innpakket	XL	141	167	20/40

Urologi, High Performance

Steril	Usteril*	Beskrivelse	Str.	Lengde (cm)	Omkrets (cm)	Eske/krt.
870301	970301	Operasjonsfrakk Urologi HP, to håndklær, innpakket	L	141	180	16/32
870302	970302	Operasjonsfrakk Urologi HP, to håndklær, innpakket	XL	160	180	16/32

High Performance (HP)

Steril	Usteril*	Beskrivelse	Str.	Lengde (cm)	Omkrets (cm)	Eske/krt.
860101	960101	Operasjonsfrakk HP, to håndklær, innpakket	L	121	154	18/36
860103		Operasjonsfrakk HP, to håndklær, innpakket	L-L	131	154	18/36
860102	960102	Operasjonsfrakk HP	L-L	131	154	18/36
860105	960104	Operasjonsfrakk HP	XL	132	174	18/36
860106		Operasjonsfrakk HP, to håndklær, innpakket	XL	132	174	16/32
860108		Operasjonsfrakk HP, to håndklær, innpakket	XL-L	145	174	16/32
860107	960105	Operasjonsfrakk HP	XL-L	145	174	18/36
860110	960107	Operasjonsfrakk HP, to håndklær, innpakket	XXL-L	148	184	16/32
860111	960108	Operasjonsfrakk HP, to håndklær, innpakket	XXL-XL	161	184	16/32

*usteril operasjonsfrakk kan inkluderes i Mölnlycke® prosedyrepakker og leveres uten innpakning og håndklær



- Ugjennomtrengelig forsterkning i front for å minimere risikoen for gjennomtrenging av væske
- Pustende forsterkning i front for ekstra komfort



- Ugjennomtrengelig forsterkning i ermene for å minimere risikoen for gjennomtrenging av væske

Frakkematerialer

Bolen og ermene: Cellulose/polyester fibre nonwoven.

Frontforsterkning: Pustende polyetylenfilm.

Ermforsterkning: Viskose/polyester nonwoven og polyetylenfilm.

Miljø

Mölnlycke Health Care har en langvarig forpliktelse til å minimalisere vårt miljøfotavtrykk, uten at dette går ut over effektivitet, kvalitet på produktene og vårt servicetilbud. Vi prioriterer god miljøpraksis både i vår produksjon og på alle våre lokasjoner rundt om i verden.

Produktklassifisering

Standard performance: Europeisk standard EN 13795 Standard performance og ANSI/AAMI PB70 nivå 2. **High performance:** Europeisk standard 13795-1 High

Performance og ANSI/AAMI PB70 nivå^{1,2}.

Performance og ANSI/AAMI PB70 nivå^{1,2}.

Innpakning

Tre lag med innpakning: sterilitetsbarriere, dispenserboks og transportboks. Dette emballasjesystemet bidrar til å redusere risikoen for forurensning og skade under transport og bruk. Dispenserboksene er FSC-sertifiserte.

FSC Sertifisering (FSC® C186381)

The Forest Stewardship Council® (FSC) er en global, ideell organisasjon som er dedikert til å fremme ansvarlig skogforvaltning over hele verden. FSC definerer standarder basert på avtalte prinsipper for ansvarlig skogforvaltning som støttes av miljømessige, sosiale og økonomiske interesser. For mer informasjon besøk: www.fsc.org

Referanser: 1. European Standard 13795-1: Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment - General requirements for manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements and performance levels. 2. ANSI/AAMI PB70:2012 Liquid performance and classification of protective apparel and drapes for use in health care facilities.

Les mer på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care AS, postboks 6229, Etterstad, 0603 Oslo. Tlf: 22 70 63 70.
Mölnlycke og BARRIERE varemerke, navn og logo er registrert globalt til ett eller flere av selskapene i Mölnlycke Health Care gruppen. ©2024 Mölnlycke Health Care AS. Alle rettigheter forbeholdt. NOSU1862403


Mölnlycke®