


Mölnlycke® monopolaire instrumenten

Laparoscopische oplossingen op maat



Een uitgebreid assortiment monopolaire instrumenten van topkwaliteit voor eenmalig gebruik, 5mm, met 2 handgreepmodellen: ultieme keuzemogelijkheden en gebruiksgemak.

Reusable style handgreep

- Ergonomisch, reusable style handgreep, voor comfort en controle
- Het speciale ontwerp van de handgreep zorgt ervoor dat de chirurg probleemloos kan overschakelen van reusable naar disposable instrumenten
- Eenvoudig, intuïtief ratelmechanisme
- De ratel kan worden uitgeschakeld. Hetzelfde instrument kan dus met of zonder ratel worden gebruikt, voor maximaal gebruiksgemak en flexibiliteit
- 360° draaiwiel zorgt voor een nauwkeurige en vlotte uitlijning van het blad en de punt
- Robuuste, breed opengaande, langs beide kanten scharnierende bladen, voor optimaal gebruik tijdens een ingreep
- Uitgebreid assortiment pak- en prepareertangen, voor een compleet chirurgisch aanbod
- De volledig geïsoleerde schacht staat garant voor een doeltreffend gebruik zonder stroomverlies

Single-use style handgreep

- Ergonomisch single-use style handgreep, voor comfort en controle
- Eenvoudig, intuïtief ratelmechanisme
- 360° draaiwiel zorgt voor een nauwkeurige en vlotte uitlijning van het blad en de punt
- Robuuste, breed opengaande, langs beide kanten scharnierende bladen
- Uitgebreid assortiment pak- en prepareertangen, voor een compleet chirurgisch aanbod
- De volledig geïsoleerde schacht staat garant voor een doeltreffend gebruik zonder stroomverlies

Verkrijgbaar als individueel verpakt steriel product en als onderdeel van Mölnlycke® procedure trays.



Rechte paktang

Maryland
prepareertangKlemmende
paktang

Babcock paktang

Rattentand
paktangEendenbek
paktang

Intestinale paktang

Rechte paktang,
gefenestreerd

Single-use style



Handgreep single-use style

Maryland handgreep single-use
style

Ref. nr.	Beschrijving	Afmetingen	Lengte	Stuks/disp.
899200	Rechte paktang met ratel	5mm	33cm	10
899201	Maryland prepareertang	5mm	33cm	10
899202	Klemmende paktang met ratel	5mm	33cm	10
899203	Babcock paktang met ratel	5mm	33cm	10
899204	Rattentand paktang met ratel	5mm	33cm	10
899205	Eendenbek paktang met ratel	5mm	33cm	10
899206	Intestinale paktang met ratel	5mm	33cm	10
899207	Rechte paktang met ratel, gefenestreerd	5mm	33cm	10

Reusable style



Handgreep reusable style

Maryland handgreep reusable
style

Ref. nr.	Beschrijving	Afmetingen	Lengte	Stuks/disp.
899208	Rechte paktang met ratel	5mm	33cm	10
899209	Maryland prepareertang	5mm	33cm	10
899210	Klemmende paktang met ratel	5mm	33cm	10
899211	Babcock paktang met ratel	5mm	33cm	10
899212	Rattentand paktang met ratel	5mm	33cm	10
899213	Eendenbek paktang met ratel	5mm	33cm	10
899214	Intestinale paktang met ratel	5mm	33cm	10
899215	Rechte paktang met ratel, gefenestreerd	5mm	33cm	10

Meer informatie vindt u op www.molnlycke.nl en www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care BV, Postbus 3196, NL - 4800 DD Breda, Nederland. Tel. 076 521 96 63, Fax 076 522 17 82
Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72 bus 2, BE - 2600 Berchem, België. Tel. 03 286 89 50, Fax 03 286 89 52

De Mölnlycke naam, logo en merknaam zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken van de Mölnlycke Health Care groep.
© 2017 Mölnlycke Health Care. Alle rechten voorbehouden. (NLSU00561709)



Mölnlycke[®]