



Orthopedische  
oplossingen op maat

# Alles wat uw team nodig heeft



## Advies van ervaren medewerkers

Onze medewerkers werken samen met u om te bepalen en wat voor u de meest tijdbesparende en rendabele oplossing is.



## Componenten orthopedische trays

Om onze oplossing optimaal te benutten, raden wij aan om de volgende componenten in uw tray op te nemen:

- Rookafvoerpotlood
- Pulsed Lavage
- Huidnietmachine
- BARRIER® afdeklakens
- BARRIER® operatiejassen
- Veiligheidsscalpel en -naalden
- Schalen en bekkens
- Botwas
- Yankauer en slangen
- Wonddrainage
- Hechtdraad
- Verbanden
- Hoes voor lamphandvat
- Mepilex® Border Post-Op



# Voordelen voor het hele team

Onze klanten vertellen ons dat op maat gemaakte procedure trays tal van voordelen bieden. Een universele oplossing bestaat niet; elke ingreep, elk ziekenhuis heeft zijn eigen configuratie en wij hebben een Mölnlycke® procedure tray die daarop wordt afgestemd.

- **Tijdsbesparing:** Minder voorbereidingstijd, minder uitpak- en opsteltijd, met meer ingrepen tot gevolg (tot 40 % minder totale voorbereidingstijd\* van bestelling tot afvalverwerking)
- **Minder risico op infecties\*\*** omdat u minder verpakkingen moet openen
- **Minder verpakkingen**, dus minder afval
- **Het werk van het OK-team wordt vereenvoudigd**

\* Greiling, M., A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room efficiency. Gegevens bekendgemaakt op het 23e congres van de Europese Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs, Zürich, Zwitserland, september 2010 (poster).

\*\* Referentie: Duffy, E. & Smith A. The benefits of using customised procedure packs to increase day surgery unit efficiency - a time and motion study, oktober 2005.

# Een complete oplossing voor verhoogde efficiëntie

Ons team werkt nauw met u samen, om uit ons ruime assortiment van componenten de beste oplossing samen te stellen voor uw orthopedische trays. Het resultaat? Uw eigen orthopedische oplossing op maat, met alles wat u nodig hebt voor elke ingreep - praktisch en rendabel. Geef uw trays een kleurcode om nog efficiënter te werken.



**40%** MINDER  
VOORBEREIDINGSTIJD.  
MEER INGREPEN.

Door het gebruik van Mölnlycke® procedure trays kunt u:

- de voorbereidingstijd met wel 40% verkorten\*
- het aantal ingrepen vergroten
- uitgaven aan producten en logistiek verminderen

“Het aantal ingrepen steeg met 18 % en er werden in totaal 1060 werkuren uitgespaard. Resultaat: een besparing van 51.000 euro.”

Hartmut Freckmann, hoofd OK in Duitsland, over op maat gemaakte Mölnlycke® procedure trays.

\* Greiling, M., A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room efficiency. Gegevens bekendgemaakt op het 23e congres van de Europese Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs, Zürich, Zwitserland, september 2010 (poster).



Laat ons u en uw team helpen







## Hoe meer componenten in uw tray, hoe meer u bespaart

Ons toegewijde team kan u helpen bepalen welke oplossing perfect geschikt is voor u. Ze helpen u om uw aandacht te richten op de aspecten die u wilt verbeteren.

We kunnen u en uw team ook helpen om het veranderingsproces aan te sturen, zodat u nog meer waarde uit uw oplossing haalt.

Wanneer we uw oplossing op maat hebben gevonden, kunnen we de economische waarde ervan kwantificeren op basis van wetenschappelijke studies en u een volledig rapport bezorgen.

Om te zien hoeveel u kunt besparen, kunt u onze value calculator gebruiken.

[molnlycke.com/value-calculator](http://molnlycke.com/value-calculator)



Orthopedische oplossingen op maat

# Pulsed Lavage

Ons Mölnlycke® Pulsed Lavage systeem voor eenmalig gebruik reinigt bot doeltreffend en verwijdert resten tijdens volledige gewrichtsvervangingen, waardoor het cement beter in het poreuze bot dringt voor een potentieel betere fixatie van het implantaat en minder revisies.

## Leverbaar in twee versies

- 1. Netspanningsadapter:** een milieuvriendelijke uitvoering die alkalinebatterijen overbodig maakt. Handstuk voor eenmalig gebruik en herbruikbare netspanningsadapter.
- 2. Geïntegreerde batterij:** een flexibele en mobiele versie met in het handstuk geïntegreerd batterijpack, voor een snelle en gemakkelijke verwijdering van de batterij.

## Alles inbegrepen betekent geen verborgen kosten

- Reinigungsstaafje om eventuele vernauwingen in het opzetstuk voor het femurkanaal te verwijderen
- Ergonomisch en comfortabel handstuk
- Kort opzetstuk met spatscherm
- Lang opzetstuk voor het femurkanaal
- Geïntegreerde aspiratie en irrigatie

## Afzonderlijk verpakt of als onderdeel van Mölnlycke® procedure trays\*

- Neem Pulsed Lavage in uw op maat gemaakte Mölnlycke® procedure trays op om efficiënter te werken
- Ook verkrijgbaar als los steriel verpakt product

\* Versie op netstroom verkrijgbaar in trays. Versie met geïntegreerde batterij binnenkort verkrijgbaar in trays.

\*\* Coaxiaal opzetstuk met femurborstel is verkrijgbaar - in steriele afzonderlijke verpakking of als onderdeel van uw op maat gemaakte tray.



Ref. nr.	Beschrijving
9750000	Pulsed Lavage Systeem, netstroom
9750001	Pulsed Lavage Systeem, geïntegreerde batterij
9751000	Coaxiaal opzetstuk met femurborstel**
9751001	Conisch opzetstuk 30 mm
9751002	Coaxiaal opzetstuk
9752000	Netspanningsadapter (AC100-240V)





# Orthopedische afdeklakens

Het BARRIER® gamma van orthopedische afdeklakens combineert operatiespecifieke ontwerpen met materialen die absorptievermogen, sterkte en drapeerbaarheid optimaliseren voor een verhoogde bescherming en steriliteit.



## Veilig aanbrengen

Geïntegreerde kleefstroken op de randen waarborgen een perfecte pasvorm en beperken het risico dat micro-organismen naar de plaats van de wond migreren.

## Tijdsbesparing

Het afdekken gaat sneller dan met universele technieken, voor een verhoogd rendement in de operatiekamer. Met all-in-one lakens kan eenvoudig en efficiënt worden afgedekt door één persoon\*.

## Verbeterde bescherming tegen doorlekken

Sterk, ondoorlatend materiaal.

## Drisite® Plus

Gepatenteerd vochtafvoersysteem met drie zones, samengesteld uit:

1. Droge barrière
2. Sterke barrière
3. Absorberende barrière



### Knie

Geïntegreerde vochttopvangzak voor een doeltreffende vochtafvoer. Ondoordringbare materialen om de veiligheid van de patiënt te optimaliseren. Opgevouwen voor een aseptische afdekking en drapeerbaarheid door één persoon. Ook geschikt voor gebruik op een gekantelde tafel.

Ref. nr. Mólnlycke® procedure tray component

70105 BARRIER® knielaken, 260/300x320cm, opening 7cm en 5cm, elastisch



### Heup

Robuuste materialen, versterkt in de kritieke zone, voor betrouwbare kwaliteit met een hoge scheurweerstand. Geïntegreerde slangenhouders met klittenband om ordelijk te werken. Opgevouwen voor een aseptische afdekking en ondoordringbare materialen voor de veiligheid van de patiënt.

Ref. nr. Mólnlycke® procedure tray component

70601 BARRIER® heuplaken met dislocatiezakken, 230/300x330cm, opening 18x22cm, elastisch



### Schouder

Geïntegreerde vochttopvangzak voor een doeltreffende vochtafvoer. Ruim bemeten all-in-one model voor schouderoperaties in strandstoel-/zittende houding. Opgevouwen voor een aseptische afdekking en ondoordringbare materialen voor de optimale veiligheid van de patiënt.

Ref. nr. Mólnlycke® procedure tray component

70004 BARRIER® Beach Chair schouderlaken 400x240cm, opening 10x10cm, elastisch

\* Vergelijkend filmpje afdekken met Universeel vs. All-in-one afdeklakens. Ongepubliceerd rapport. Mólnlycke, 2016

# Componenten orthopedische tray

Bij het personaliseren van uw procedurespecifieke trays voor bv. knie-, heup- of schoudervervangingen kiest u met de hulp en het advies van ons team componenten uit een zeer ruim kwaliteitsassortiment. De afgebeelde producten vormen slechts een klein deel van ons aanbod en kunnen uiteraard allemaal worden opgenomen in uw op maat gemaakte orthopedische Mölnlycke® procedure tray.

## Diathermiepotlood met rookafvoer

Rook van elektrochirurgische pennen is een gezondheidsrisico dat het OK-personeel bekend is en waarover het zich zorgen maakt. Een diathermiepotlood met geïntegreerde rookafvoer beschermt uw team door de rookontwikkeling in de OK te beperken.

Mölnlyckes oplossingen van zowel SafeAir®<sup>1</sup> als Buffalo Filter®<sup>2</sup> bevatten gewone en uittrekbare rookafvoerpotloden. Elk met een slank ergonomisch ontwerp, voor maximaal comfort en controle voor de chirurg.

Wij bieden ook standaard diathermiepotloden voor eenmalig gebruik aan en we hebben een oplossing voor alle behoeften.

- Knop of rocketswitch
- Roestvrijstalen of met PTFE beklede elektroden
- Speciale elektroden met isolatie in alle lengten
- Wolfraamelektrodes voor nauwkeurige dissectie van zachte weefsels

## Botwas

Sommige chirurgen verkiezen botwas om het bloeden te beperken. Wij hebben dit ook in ons assortiment.



Ref. nr.*	Beschrijving
2315013-00	Safeair®. Geïntegreerd rookafvoerpotlood met PTFE-beklede elektrode
2315073-00	Safeair®. Geïntegreerd rookafvoerpotlood met roestvrijstalen elektrode
2319885-00	Buffalo PlumePen® Pro. Geïntegreerd rookafvoerpotlood met PTFE-beklede elektrode
2321450-00	Buffalo PlumePen® Elite. Uittrekbaar geïntegreerd rookafvoerpotlood met PTFE-beklede elektrode



Ref. nr.*	Beschrijving
2316563-00	Botwas, wit 2,5g

\*Referenties voor product in Mölnlycke procedure trays. 1. SafeAir potloden zijn ALLEEN verkrijgbaar in Scandinavië, het VK, Nederland, Duitsland en Zwitserland. 2. Buffalo potloden zijn NIET verkrijgbaar in Scandinavië, het VK, Nederland, Duitsland en Zwitserland. 3. Zarghooni K. et al. Effect of a modern dressing compared to standard dressings on outcome after primary hip and knee arthroplasty: a prospective, non-randomised controlled study. E-poster, EWMA, 2015. 4. Zarghooni K. et al. Randomized clinical trial to evaluate performance of flexible self-adherent absorbent dressing coated with silicone layer after hip, knee or spinal surgery in comparison to standard wound dressing. Posterpresentatie op het 5e WUWHS-congres, Florence, Italië, 2016. 5. v Overschelde P. et al. A randomised controlled trial comparing two wound dressings used after elective hip and knee arthroplasty. Posterpresentatie op het 5e WUWHS-congres, Florence, Italië, 2016. 6. Johansson C. et al. Preventing post-operative blisters following hip and knee arthroplasty. Wounds International, 2012.





## Het flexibele all-in-one postoperatieve verband

Mepilex® Border Post-Op kan:

- SSI beperken door het aantal verbandwissels en de huidbeschadiging rond de wond te verminderen<sup>3-6</sup>
- de mobilisatie van de patiënt bevorderen door flexibiliteit en soepele vasthechting<sup>5</sup>
- de verbandkosten verlagen door het aantal verbandwissels te verminderen<sup>3,4</sup>



Ref. nr.*	Beschrijving
495400	Mepilex® Border Post-Op 10x20
495450	Mepilex® Border Post-Op 10x25
495100	Mepilex® Border Post-Op 6x8
495200	Mepilex® Border Post-Op 9x10
495300	Mepilex® Border Post-Op 9x15
495600	Mepilex® Border Post-Op 10x30
495650	Mepilex® Border Post-Op 10x35

## Huidnietmachine

Wij leveren huidnietmachines van de twee grootste leveranciers - Teleflex (Weck Visistat) en Medtronic, in de maten wide (W) en regular (R).



Ref. nr.*	Beschrijving
2313730-00	Huidnietmachine Visistat wide 35W
2305644-00	Huidnietmachine Visistat regular 35R
2301476-00	Huidnietmachine Appose wide 35W
2304279-00	Huidnietmachine Appose regular 35R

Orthopedische oplossingen op maat

# Oplossingen voor het OK-personeel

Ergonomische ontwerpen met een doeltreffende infectiebarrière

## Medisch operatiemasker met spatscherm


Lage ademhalingsweerstand en efficiënte filtratie met spatbescherming

## Glenn, chirurgenumts

Met schouderbedekking en zweetband voor orthopedische operaties<sup>1</sup>. Zacht en ademend voor de drager.

## Dubbele handschoenen verminderen het gevaar voor perforatie van de handschoenen met 71%<sup>2</sup>

Het Biogel® perforatie-indicatiesysteem is een gemakkelijke en doeltreffende manier om vermijdbare wonden en blootstelling aan gevaarlijke - en dure - besmettingen en infecties te voorkomen<sup>2</sup>. Ons nieuwe synthetische Biogel PI Micro Indicator System heeft een buitenhandschoen in een lichte kleur, zodat bij perforatie de donkere binnenhandschoen snel, duidelijk en groot zichtbaar wordt. Het nieuwe synthetische model is dunner<sup>3</sup>, voor een verbeterde tastgevoeligheid van de vingers.



## Versterkte operatiejas Ultimate

Hoog comfort en geavanceerde bescherming

## Clean air suit

Comfortabel omlooppak met manchetten in verschillende maten voor een perfecte infectiecontrole<sup>4</sup>.

Ref. nr.	Beschrijving
483XX <sup>5</sup>	Biogel® PI Micro Indicator
489XX <sup>5</sup>	Biogel® PI Micro Indicator binnenhandschoen
657030	BARRIER® Medisch operatiemasker met spatscherm
620200	BARRIER® Glenn, chirurgenumts
690XXX <sup>5</sup>	BARRIER® Ultimate, versterkte operatiejas, L - 2XLL
842XXX <sup>5</sup>	BARRIER® Clean air shirt, XS - 3XL
843XXX <sup>5</sup>	BARRIER® Clean air broek, XS - 3XL

1. Gordon A J, et al. Letter to the Editor. J Hosp Inf 2009;8:289-291 2. Mischke C, Verbeek JH, Saarto A, Lavoie MC, Pahwa M, Ijaz S. Gloves, extra gloves or special types of gloves for preventing percutaneous exposure injuries in healthcare personnel. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD009573. DOI: 10.1002/14651858.CD009573.pub2. 3. Compared to the existing Biogel® polyisoprene 4. Kasina, P., Tammelin, A., Blomfeldt, A-M., Ljungqvist, B., Reinmuller, B., Ottosson, C. Comparison of three distinct clean air suits to decrease the bacterial load in the operating room: an observational study. Patient Safety in Surgery 2016;10(1): DOI 10.1186/s13087-015-0091-4. 5. Voorbeeld van een code. De codes verschillen afhankelijk van de maat.



# Uw gids voor de keuze van de juiste componenten voor orthopedische procedures

Alle producten zijn als onderdeel van een Mölnlycke® procedure tray beschikbaar om aan uw behoeften en voorkeuren te voldoen.

## Componenten voor uw orthopedische trays

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> BARRIER® afdeklakens    | <input type="checkbox"/> Naalden               | <input type="checkbox"/> Rookafvoerpotlood                       |
| <input type="checkbox"/> Bijkomende afdeklakens  | <input type="checkbox"/> Veiligheidscalpel     | <input type="checkbox"/> Elektrochirurgische pennen              |
| <input type="checkbox"/> Incisiefolie            | <input type="checkbox"/> Naaldenteller         | <input type="checkbox"/> Speciale elektrochirurgische elektroden |
| <input type="checkbox"/> BARRIER® operatiejassen | <input type="checkbox"/> Wonddrainage          | <input type="checkbox"/> Mepilex® Border Post-Op                 |
| <input type="checkbox"/> Pulsed Lavage           | <input type="checkbox"/> Huidmarker            | <input type="checkbox"/> Antislipmat                             |
| <input type="checkbox"/> Hechtdraad              | <input type="checkbox"/> Schalen en bekkens    | <input type="checkbox"/> Time-outlaken                           |
| <input type="checkbox"/> Huidnietmachine         | <input type="checkbox"/> Hoes voor lamphandvat | <input type="checkbox"/> Gazen                                   |
| <input type="checkbox"/> Yankauers               | <input type="checkbox"/> Doorgeefschaal        | <input type="checkbox"/> Botwas                                  |
| <input type="checkbox"/> Slangen                 | <input type="checkbox"/> Basin liner           |  |
| <input type="checkbox"/> Injectiespuiten         | <input type="checkbox"/> Metalen instrumenten  |  |



Om uw trays aan te passen aan uw behoeften, neemt u contact op met uw Mölnlycke vertegenwoordiger. Die kan u meer vertellen over onze gloednieuwe online Tray Portal – bouw, analyseer, wijzig en evalueer uw tray aankopen met toegang voor meerdere gebruikers.



Orthopedische oplossingen op maat

# Samenwerken om oplossingen te creëren die de nieuwe norm vormen op vlak van patiëntenzorg

U kunt zich volledig richten op een uitstekende zorgverlening en vrijwaring van uw middelen, met de hulp van onze toegewijde medewerkers en ons volledige assortiment van innovatieve producten:

- Volledig assortiment hoogwaardige afdeklakens, operatiejassen en andere basisproducten voor het OK
- Kwaliteitsvolle, hoogtechnologische Biogel® operatiehandschoenen
- Toonaangevende procedure tray oplossingen
- Geavanceerde wondverzorging met baanbrekende Safetac® technologie
- Online Tray Portal – bouw, analyseer, wijzig en evalueer uw tray aankopen met toegang voor meerdere gebruikers

## Proving it every day

Bij alles wat we doen bij Mölnlycke® hebben we maar één doel voor ogen: professionele zorgverleners helpen om optimaal te presteren. En wij zijn vastbesloten om dat elke dag te bewijzen.

Ontdek ons orthopedisch aanbod op [www.molnlycke.nl](http://www.molnlycke.nl) en [www.molnlycke.be](http://www.molnlycke.be).



Meer informatie vindt u op [www.molnlycke.nl](http://www.molnlycke.nl) en [www.molnlycke.be](http://www.molnlycke.be)

Mölnlycke Health Care BV, Postbus 3196, NL - 4800 DD Breda, Nederland. Tel. 076 521 96 63, Fax 076 522 17 82  
Mölnlycke Health Care NV, Berchemstationstraat 72 bus 2, BE - 2600 Berchem, België. Tel. 03 286 89 50, Fax 03 286 89 52.  
De Mölnlycke, BARRIER, Biogel, Mepilex en Safetac merknamen, namen en logo's zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken van de Mölnlycke Health Care groep. ©2018 Mölnlycke Health Care. Alle rechten voorbehouden. [NLSU00921803]

Teleflex is een gedeponerd handelsmerk van Teleflex Incorporated. Medtronic is een gedeponerd handelsmerk van Medtronic, Inc.  
SafeAir is een gedeponerd handelsmerk van SafeAir AG. Buffalo Filter en PlumePen zijn gedeponerde handelsmerken van Buffalo Filter LLC.

  
**Mölnlycke®**