

BARRIER® Isolatiejas AAMI 2

Ademende isolatiejassen om besmetting van medisch personeel en patiënten in niet-steriele omgevingen te beperken



Handige elastische oplossing over het hoofd om de jas gemakkelijk aan en uit te trekken

Knooplint met lus aan middel voorkomt besmetting door contact met de vloer

Isolatiejassen zijn ontworpen om besmetting van medisch personeel en patiënten in niet-steriele omgevingen te beperken. Isolatiejassen voldoen aan de eisen voor bescherming van ANSI/AAMIPB70:2012 level 2. Handige elastische oplossing past over het hoofd, om de jas gemakkelijk aan en uit te trekken; knooplint met lus aan middel voorkomt besmetting door contact met de vloer.

- Ontworpen om besmetting van medisch personeel en patiënten in niet-steriele omgevingen te beperken
- Ademend
- Biedt zowel bescherming als comfort, met aangesloten manchetten, flexibele hals om de jas gemakkelijk aan te trekken, verschillende beschikbare maten en twee kleuren (blauw en geel)
- Ultrasoon gelaste naad voor extra bescherming
- Voldoet aan de norm ANSI/AAMI PB70:2012 level 2

Ref.	Maat	Kleur	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Verpakking: PE-zak/transp. doos
1301	M	Blauw	106	128	10/120
1302	M	Geel	106	128	10/120
1311	L	Blauw	115	140	10/90
1312	L	Geel	115	140	10/90
1321	XL	Blauw	135	162	10/90
1322	XL	Geel	135	162	10/90
1331	XXL	Blauw	145	176	10/90
1332	XXL	Geel	145	176	10/90

Meer informatie op www.molnlycke.be of www.molnlycke.nl

Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72, 2600 Berchem, België. Tel. + 32 3 286 89 50.
Mölnlycke Health Care BV, van Deventerlaan 31-51, 3528 AG Utrecht, Nederland. Tel. +31 76 521 96 63.
De handelsmerken, namen en logo's van Mölnlycke en BARRIER zijn wereldwijd geregistreerd door een of meer bedrijven van de Mölnlycke Health Care Group. © 2021 Mölnlycke Health Care AB. Alle rechten voorbehouden.


Mölnlycke®