

- Zachte binnenlaag voor een optimaal huidcomfort
- Bacteriële filterefficiëntie > 98%
- Design dat zich soepel aanpast aan elke gezichtsvorm
- Lage ademweerstand dankzij de filter van hoge kwaliteit en de extra vouw
- Minimale geurhinder
- Sterke doch comfortabele neusclip beperkt het lekken van lucht
- EN 149:2009:2001 + A1:2009



BARRIER® creëert een cumulatief effect dat resulteert in behandeling van meer patiënten door efficiëntere zorg

Alle BARRIER producten van Mölnlycke Health Care zijn ontworpen om de ideale combinatie van bescherming, functionaliteit en comfort te verschaffen. Onze innovatieve en procedure-specifieke oplossingen worden aangevuld door voordelen op het gebied van levering, permanente ondersteuning en training. Samen brengen die elementen een cumulatief effect teweeg, met besparingen van tijd, inspanning en kosten zodat u meer patiënten kunt behandelen door efficiëntere zorg.



42902



42904



Referentie	Type	Knooplinten	Oorlussen	Antiwasem	Spatscherm	Spat bestendig	Zacht	Extra breed	Vormhouder knooplinten	Vormhouder oorlussen	Antireflectie oorlussen	Antireflectie knooplinten	Verpakking	Kleur
42902	FFP1		•										20/200	○
42904	FFP2		•										20/200	○