




Laparoscopische  
oplossingen op maat

# Haal meer uit uw laparoscopische ingrepen

Door ingrepen zoals een laparoscopische cholecystectomie, appendectomie en liesbreuk te standaardiseren, zorgt u ervoor dat uw team systematisch een efficiënte en hoogwaardige patiëntenzorg kan bieden.

Maar hoe zit het met de druk om nog meer kosten te besparen of zelfs het aantal ingrepen te verhogen?

Door naar onze klanten te luisteren en samen te werken, weten we maar al te goed hoe een oplossing op maat voor laparoscopische ingrepen uw werk kan vereenvoudigen, evenwicht brengt in uw kosten en u kan helpen om uw doelstellingen te bereiken.





Als team van gedreven professionals in de gezondheidszorg streven wij naar de best mogelijke patiëntenzorg, en willen we tegelijk de efficiëntie en rentabiliteit verhogen

Laparoscopische oplossingen op maat

## Alles wat uw team nodig heeft



### NIEUW

#### Advies van ervaren medewerkers

Onze medewerkers met uitgebreide ervaring in de laparoscopie werken samen met u om te bepalen wat voor u en uw team de meest tijdsbesparende en rendabele oplossing is.



### NIEUW

#### Laparoscopische instrumenten van hoogwaardige kwaliteit


Disposable instrumenten, verkrijgbaar als individueel verpakte steriele producten of opgenomen in op maat gemaakte Mölnlycke® procedure trays:

- Volledig assortiment van trocars
- Uitgebreid aanbod van laparoscopische monopolaire pak- en prepareertangen, verkrijgbaar in twee modellen handgrepen, volgens uw voorkeur
- Monopolaire L-haak elektrode
- Laparoscopische scharen, altijd scherp
- Afneembare endopouch

#### All-in-one laparoscopielaakens en componenten voor trays

Een volledig assortiment laparoscopische producten:

- **NIEUW** All-in-one laparoscopische afdeklakens
- Operatiejassen
- Veiligheidscomponenten
- Hechtingen/verbanden
- Veress-naald
- Insufflatieslangen
- Zuig- en irrigatieset
- Camerahoes
- Anti-condens oplossing
- Rookfilter



# Een complete oplossing voor verhoogde efficiëntie

Ons team werkt nauw met u samen, om te bekijken wat voor u de beste oplossing is uit ons nieuwe assortiment van laparoscopische instrumenten en overige componenten. Het resultaat? Uw eigen laparoscopische oplossing op maat, met alles wat u nodig hebt voor elke specifieke ingreep in een apart, handig en rendabel pakket.



**40%** MINDER  
VOORBEREIDINGSTIJD.  
MEER INGREPEN.

Door het gebruik van Mölnlycke® procedure trays kunt u:

- de voorbereidingstijd met wel 40 % verkorten\*
- het aantal ingrepen verhogen
- uitgaven aan producten en logistiek verminderen

“Het aantal ingrepen steeg met 18% en er werden 1060 werkuren bespaard, verspreid over de gehele workflow. Resultaat: een besparing van 51.000 euro.”

Hartmut Freckmann, hoofd OK in Duitsland, over op maat gemaakte Mölnlycke® procedure trays.

Laparoscopische oplossingen op maat


# Chirurgen kiezen duidelijk voor Mölnlycke® instrumenten

Tijdens een recente evaluatie in Duitsland, Zweden en Engeland werd aan 21 laparoscopische chirurgen gevraagd om de nieuwe laparoscopische instrumenten van Mölnlycke® uit te proberen en te vergelijken met 3 instrumenten van toonaangevende concurrenten\*. Voor een zo objectief mogelijk oordeel werden de deelnemers geblinddoekt, zodat ze enkel konden afgaan op hun tastzin.

Het resultaat? Een duidelijke algemene voorkeur voor de nieuwe Mölnlycke® instrumenten.

#### Scoretoekenning en evaluatiecriteria

Er werd systematisch een score toegekend op een analoge schaal van 1-6. Er werd niet gewerkt met gemiddelden. 6 was de hoogste en beste score; 1 de laagste en slechtste score.



De kwaliteit van de Mölnlycke® trocars werd als beter beoordeeld dan die van de marktleider

## Eén oplossing met voordelen voor het hele team

Onze klanten vertellen ons dat op maat gemaakte procedure trays tal van voordelen bieden. Eén maat past niet past niet voor iedereen. Elke ingreep, elk ziekenhuis heeft zijn eigen configuratie en wij hebben een Mölnlycke® procedure tray die daarop wordt afgestemd.

- **Tijdsbesparing:** Minder voorbereidingstijd, minder uitpak- en opsteltijd, met meer ingrepen tot gevolg (tot 40 % minder totale voorbereidingstijd\*\* van bestelling tot afvalverwerking)
- **Minder risico op infecties\*\*\*** omdat u minder verpakkingen moet openen
- **Minder verpakkingen** dus minder afval
- **Het werk van het OK-team wordt vereenvoudigd**


\*Enkelblind, multicenter onderzoek van algemeen gebruikte laparoscopische instrumenten. Ongepubliceerd rapport. Mölnlycke Health Care, 2016

\*\*Referentie: Greiling, M. A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room efficiency. Gegevens voorgesteld op het 23e Congres van de European Association of Hospital Managers, Zürich, Zwitserland, september 2010 (poster).


\*\*\*Referentie: Duffy, E. & Smith A. The benefits of using customised procedure packs to increase day surgery unit efficiency - a time and motion study, oktober 2005.

'Heel licht, heel gebruiksvriendelijk. Goede rotatie en handgreep, ik zou er graag mee werken.'


Duitse chirurg over onze laparoscopische paktang



Mölnlycke® scharen scoren voor alle criteria beter dan de concurrentie



De Maryland prepareertang van Mölnlycke® is duidelijk superieur



Topscores voor de Mölnlycke® paktang met reusable handgreep



Hoe meer componenten in uw tray, hoe groter de meerwaarde voor uw team!

Laat ons u en uw team helpen







## Hoe meer componenten in uw tray, hoe meer u bespaart

Ons toegewijd team kan u helpen bepalen welke oplossing perfect geschikt is voor u. Ze helpen u om uw aandacht te richten op de aspecten die u wilt verbeteren.

We kunnen u en uw team ook helpen om het veranderingsproces aan te sturen, zodat u de volledige waarde van uw oplossing benut.

Wanneer we uw oplossing op maat hebben gevonden, kunnen we de economische waarde ervan kwantificeren op basis van wetenschappelijke studies en u een volledig rapport bezorgen.

Om te zien hoeveel u kunt besparen, kunt u onze value calculator gebruiken.

[molnlycke.com/value-calculator](http://molnlycke.com/value-calculator)



Laparoscopische oplossingen op maat

# Instrumenten

Uw team streeft naar efficiëntie en de beste patiëntenzorg. Wij begrijpen waarom en hebben van uw streven de focus van onze op maat gemaakte oplossing voor laparoscopische procedures gemaakt. U selecteert een effectieve combinatie van Mölnlycke® trocars, monopolaire scharen, instrumenten, L-haak elektrodes en afneembare endopouches. Wij nemen alles wat u nodig heeft op in Mölnlycke® procedure trays die tijds- en kostenbesparend zijn.

## Afneembare endopouch

- Verkrijgbaar in verschillende afmetingen, zodat alle soorten weefsel en organen kunnen worden verzameld
- Zelfopenende zak voor snelle en eenvoudige verzameling van weefsel of organen
- Sterke metalen ring voor een eenvoudig gebruik en een grote, permanente zakopening voor het verzamelen van weefsels/organen



| Ref. nr. | Beschrijving         | Afmetingen | Afmetingen zak | Volume | Stuks / disp. |
|----------|----------------------|------------|----------------|--------|---------------|
| 899102   | Afneembare endopouch | 10mm       | 9x14.5cm       | 250ml  | 5             |
| 899103   | Afneembare endopouch | 10mm       | 13x18cm        | 600ml  | 5             |
| 899112   | Afneembare endopouch | 12mm       | 19x23cm        | 1150ml | 5             |
| 899104   | Afneembare endopouch | 15mm       | 19x23cm        | 1150ml | 5             |

## Monopolaire L-haak elektrode

- De monopolaire L-haak elektrode van 5mm staat garant voor een nauwkeurige, gecontroleerde dissectie en coagulatie van bloedvaten en weefsels
- Handig disposable instrument staat garant voor steriliteit en een doeltreffende monopolaire stroomtoevoer, waardoor aangrenzend weefsel niet kan worden beschadigd
- Lichte, ergonomische handgreep voor een nauwkeurige, gecontroleerde dissectie van het weefsel



| Ref. nr. | Beschrijving                           | Afmetingen | Lengte | Stuks / disp. |
|----------|--|------------|--------|---------------|
| 899100   | Monopolaire L-haak elektrode           | 5mm        | 33cm   | 10            |
| 899101   | Monopolaire L-haak elektrode met kabel | 5mm        | 33cm   | 10            |



## Monopolaire scharen

- Voor een precieze, gecontroleerde dissectie, coagulatie en doorknippen van bloedvaten en weefsel
- Handig, altijd scherp disposable instrument dat recycling- en sterilisatiekosten overbodig maakt
- Scherpe Metzenbaum bladen staan garant voor een nauwkeurige snijbeweging over de volledige lengte van het blad



| Ref. nr. | Beschrijving                         | Afmetingen | Lengte | Stuks/disp. |
|----------|--------------------------------------|------------|--------|-------------|
| 899216   | Monopolaire schaar – Metzenbaum      | 5mm        | 33cm   | 10          |
| 899217   | Monopolaire schaar – Mini Metzenbaum | 5mm        | 33cm   | 10          |
| 899218   | Monopolaire schaar – Metzenbaum      | 5mm        | 45cm   | 10          |


## Veress-naald



- Scherpe afgeschuinde punt, zodat de buikwand gemakkelijk en veilig kan worden doorprikt
- De stylet bevat een veer die een voelbare en hoorbare klik geeft om een juiste positionering te waarborgen
- Zodra de naald door het weefsel is gedrongen, wordt de schuine punt beschermd door een glad schild om elk risico op beschadiging van aangrenzende organen te voorkomen

| Ref. nr. | Beschrijving | Lengte | Stuks/disp. |
|----------|--------------|--------|-------------|
| 899105   | Veress-naald | 12cm   | 25          |
| 899106   | Veress-naald | 15cm   | 25          |

## Zuig- en irrigatiesysteem



- Ergonomisch ontwerp. Het handstuk kan worden gebruikt met beide handen
- Transparant handstuk voor onbelemmerd zicht
- Eenrichtingsklep voorkomt dat er spoelvlloeistof terugloopt
- Zachte DEHP-vrije slangen, gemakkelijk te scheiden

| Ref. nr. | Beschrijving                                | Afmetingen | Lengte | Stuks/disp. |
|----------|---|------------|--------|-------------|
| 899107   | Zuig- en irrigatiesysteem met dubbele spike | 5mm        | 33cm   | 10          |
| 899108   | Zuig- en irrigatiesysteem met dubbele spike | 5mm        | 45cm   | 10          |
| 899109   | Zuig- en irrigatiesonde                     | 10mm       | 33cm   | 10          |

Laparoscopische oplossingen op maat


# Trocars

- Een uitgebreid assortiment ergonomisch ontworpen trocars, voor eenvoudige en veilige toegang tot de buikholte
- Transparante canule met retentieranden voor visualisatie van het instrument en doeltreffende retentie van de trocar in de buikwand
- Robuuste universele afdichting, geschikt voor instrumenten van 5-12 mm\*, met behoud van het pneumoperitoneum



## Afgeschemde trocar met lemmet

| Ref. nr. | Afmetingen | Lengte | Stuks/disp. |
|----------|------------|--------|-------------|
| 899300   | 5mm        | 70mm   | 5           |
| 899301   | 5mm        | 100mm  | 5           |
| 899302   | 11mm       | 100mm  | 5           |
| 899303   | 11mm       | 150mm  | 5           |
| 899304   | 12mm       | 100mm  | 5           |
| 899305   | 12mm       | 150mm  | 5           |



## Bladeless trocar

| Ref. nr. | Afmetingen | Lengte | Stuks/disp. |
|----------|------------|--------|-------------|
| 899308   | 5mm        | 70mm   | 5           |
| 899309   | 5mm        | 100mm  | 5           |
| 899310   | 11mm       | 100mm  | 5           |
| 899311   | 11mm       | 150mm  | 5           |
| 899312   | 12mm       | 100mm  | 5           |
| 899313   | 12mm       | 150mm  | 5           |
| 899336   | 15mm       | 100mm  | 5           |



## Optische trocar – pistoolgreep


| Ref. nr. | Afmetingen | Lengte | Stuks/disp. |
|----------|------------|--------|-------------|
| 899314   | 11mm       | 100mm  | 5           |
| 899315   | 12mm       | 100mm  | 5           |

\*Heeft betrekking op trocar met 12mm diameter




### Optische trocar

| Ref. nr. | Afmetingen | Lengte | Stuks/disp. |
|----------|------------|--------|-------------|
| 899316   | 5mm        | 70mm   | 5           |
| 899317   | 5mm        | 100mm  | 5           |
| 899324   | 5mm        | 150mm  | 5           |
| 899318   | 11mm       | 100mm  | 5           |
| 899325   | 11mm       | 150mm  | 5           |
| 899319   | 12mm       | 100mm  | 5           |
| 899326   | 12mm       | 150mm  | 5           |



### Universele canule

| Ref. nr. | Afmetingen | Lengte | Stuks/disp. |
|----------|------------|--------|-------------|
| 899320   | 5mm        | 70mm   | 5           |
| 899321   | 5mm        | 100mm  | 5           |
| 899322   | 11mm       | 100mm  | 5           |
| 899323   | 12mm       | 100mm  | 5           |



### Hasson trocar

| Ref. nr. | Afmetingen | Lengte | Stuks/disp. |
|----------|------------|--------|-------------|
| 899306   | 11mm       | 100mm  | 5           |
| 899307   | 12mm       | 100mm  | 5           |



### Optische ballontrocar

| Ref. nr. | Afmetingen | Lengte | Stuks/disp. |
|----------|------------|--------|-------------|
| 899330   | 5mm        | 70mm   | 5           |
| 899327   | 5mm        | 100mm  | 5           |
| 899331   | 11mm       | 100mm  | 5           |
| 899328   | 12mm       | 100mm  | 5           |



### Hasson ballontrocar

| Ref. nr. | Afmetingen | Lengte | Stuks/disp. |
|----------|------------|--------|-------------|
| 899329   | 12mm       | 100mm  | 5           |

# Monopolaire instrumenten

- Uitgebreid assortiment bladen, voor een compleet chirurgisch aanbod
- Robuuste, breed opengaande, langs beide kanten scharnierende bladen, voor optimaal gebruik tijdens een ingreep
- Een uitgebreid assortiment monopolaire instrumenten van hoogwaardige kwaliteit voor eenmalig gebruik, met 2 handgreepmodellen, voor ultieme keuzemogelijkheden en gebruiksgemak



## Single-use style



| Ref. nr. | Beschrijving                            | Afmetingen | Lengte | Stuks/disp. |
|----------|---|------------|--------|-------------|
| 899200   | Rechte paktang met ratel                | 5mm        | 33cm   | 10          |
| 899201   | Maryland prepareertang                  | 5mm        | 33cm   | 10          |
| 899202   | Klemmende paktang met ratel             | 5mm        | 33cm   | 10          |
| 899203   | Babcock paktang met ratel               | 5mm        | 33cm   | 10          |
| 899204   | Rattentand paktang met ratel            | 5mm        | 33cm   | 10          |
| 899205   | Eendenbek paktang met ratel             | 5mm        | 33cm   | 10          |
| 899206   | Intestinale paktang met ratel           | 5mm        | 33cm   | 10          |
| 899207   | Rechte paktang met ratel, gefenestreerd | 5mm        | 33cm   | 10          |

## Reusable style



| Ref. nr. | Beschrijving                            | Afmetingen | Lengte | Stuks/disp. |
|----------|---|------------|--------|-------------|
| 899208   | Rechte paktang met ratel                | 5mm        | 33cm   | 10          |
| 899209   | Maryland prepareertang                  | 5mm        | 33cm   | 10          |
| 899210   | Klemmende paktang met ratel             | 5mm        | 33cm   | 10          |
| 899211   | Babcock paktang met ratel               | 5mm        | 33cm   | 10          |
| 899212   | Rattentand paktang met ratel            | 5mm        | 33cm   | 10          |
| 899213   | Eendenbek paktang met ratel             | 5mm        | 33cm   | 10          |
| 899214   | Intestinale paktang met ratel           | 5mm        | 33cm   | 10          |
| 899215   | Rechte paktang met ratel, gefenestreerd | 5mm        | 33cm   | 10          |

# Onderdelen laparoscopische tray

U kunt uw trays voor cholecystectomie, appendectomie en liesbreuk volledig op maat samenstellen uit een kwalitatief hoogstaand assortiment componenten. U kunt ook alle noodzakelijke basisproducten zoals operatiejassen, handschoenen, veiligheidscomponenten en verbanden toevoegen aan uw tray om de efficiëntie en de rentabiliteit verder te verhogen.

De getoonde producten vormen slechts een klein deel van het volledige assortiment.



## Insufflatieslangen

| Ref. nr.*  | Beschrijving  |
|------------|---|
| 2318957-00 | Insufflatieslang met filter OD 26Ch ID 18Ch 300cm MLL/MLL               |
| 2318996-00 | Insufflatieslang met filter OD 26Ch ID 18Ch 300cm MLL/Trechter          |
| 2318997-00 | Insufflatieslang met filter OD 26Ch ID 18Ch 250cm MLL/Wolf aansluiting  |
| 2319000-00 | Insufflatieslang met filter OD 26Ch ID 18Ch 300cm MLL/22 mm/15 mm plug  |
| 2319001-00 | Insufflatieslang met filter OD 26Ch ID 18Ch 300cm MLL/Trechter wit      |
| 2318958-00 | Insufflatieslang met filter OD 26Ch ID 18Ch 300cm LL/MLL                |
| 2318998-00 | Insufflatieslang met filter OD 26Ch ID 18Ch 300cm MLL/MLL adapter LL/LL |



## Anti-condens oplossing

| Ref. nr.*  | Beschrijving           |
|------------|------------------------|
| 2315127-00 | Anti-condens oplossing |




## Camerahoezen

| Ref. nr.*  | Beschrijving   |
|------------|--|
| 2318643-00 | Koppelstuk camerahoes 15 x 250cm met vergrendeling. Invoegring |
| 2318627-00 | Koppelstuk camerahoes 15 x 250cm met kliksysteem. Invoegring   |
| 2308481-00 | Koppelstuk camerahoes 18 x 250cm met transferstick             |



## Rookfilter

| Ref. nr.*  | Beschrijving             |
|------------|--------------------------|
| 2318481-00 | Rookfilter met doekkleem |



## Monopolaire instrumentenkabels

| Ref. No.* | Description                                  | Pcs/Disp. |
|-----------|--|-----------|
| 899110    | Universele monopolaire instrumentenkabel 4mm | 40        |
| 899111    | Universele monopolaire instrumentenkabel 8mm | 40        |

\*Referentienummers voor producten in Mölnlycke® procedure trays.

# Afdeklakens

Het laparoscopische aanbod van BARRIER® is afgestemd op de specifieke behoeften van de laparoscopische chirurgie. Insufflatie van de buik, verandering van positie tijdens de ingreep, gebruik van slangen en instrumenten en steensnedeliggig zijn allemaal factoren die een veilig en doeltreffend laken noodzakelijk maken. De nieuwste afdeklakens uit ons assortiment bewijzen dat we aandacht hebben voor detail en dat we het ontwerp optimaal willen afstemmen op de strenge vereisten van de laparoscopische chirurgie.

## Nieuwe laparoscopielaakens van BARRIER® voor cholecystectomie, hernia's en appendectomie

**Extra lange beenhoezen** voor een gegarandeerde afdekking bij alle soorten beensteunen, met:

- geïntegreerde plakstrook om de lengte aan te passen
- transparante zijden voor een visuele controle van de beensteunen en een correcte plaatsing

**Extra diepe zakken**, geschikt voor laparoscopische instrumenten

**Vier geïntegreerde klittenband slangenhouders** voor een georganiseerde werkomgeving

**Rekbare plakranden van BARRIER® Flex** voor een betrouwbare barrière bij insufflatie van de buik

Steensnedeliggig



Rugliggig








## All-in-one lakens bieden tal van voordelen:

- Er kan eenvoudig en efficiënt worden afgedekt door één persoon
- Tijdbesparend - 3 keer sneller afdekken dan met een universele oplossing\*
- Minder onderdelen, minder stappen - minder risico op besmetting
- Enkel verkrijgbaar als onderdeel van Mölnlycke® procedure trays




### Laparoscopielaken voor rugligging



Ref. nr. Mölnlycke® procedure tray component

954226 | Laparoscopielen 200/250x340cm, zelfkl. open. 32x30cm




### Laparoscopielaken voor steensnedeliggig



Ref. nr. Mölnlycke® procedure tray component

944206 | Laparoscopielen 250/200/300x260cm, zelfkl. open. 32x30cm



### Laparoscopielaken met abdo-perineale opening voor steensnedeliggig



Ref. nr. Mölnlycke® procedure tray component

944201 | Laparoscopielen 250/200/300x260cm, zelfkl. open. 32x30cm en 10x13cm

\*Vergelijkend filmpje afdekken met Universeel vs. All-in-one afdeklaken. Ongepubliceerd rapport. Mölnlycke, 2016.

---

# Uw gids voor het selecteren van de juiste onderdelen voor de volgende ingrepen

Alle producten kunnen worden opgenomen in een op maat gemaakte Mölnlycke® procedure tray

## Laparoscopische cholecystectomie

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Laparoscopielaken         | <input type="checkbox"/> Anti-condens oplossing | <input type="checkbox"/> Mepilex® Border Post-op               |
| <input type="checkbox"/> Aanvullende lakens        | <input type="checkbox"/> Naaldenteldoos         | <input type="checkbox"/> Schalen en bassins                    |
| <input type="checkbox"/> Operatiejassen            | <input type="checkbox"/> Mesverwijderaar        | <input type="checkbox"/> Monopolair instrument – paktang       |
| <input type="checkbox"/> Gazen                     | <input type="checkbox"/> Doorgeefschaal         | <input type="checkbox"/> Monopolair instrument – prepareertang |
| <input type="checkbox"/> Spuiten                   | <input type="checkbox"/> Veiligheidsscalpel     | <input type="checkbox"/> Monopolaire scharen                   |
| <input type="checkbox"/> Naalden                   | <input type="checkbox"/> Time-outlaken          | <input type="checkbox"/> Monopolaire L-haak elektrode          |
| <input type="checkbox"/> Insufflatieslangen        | <input type="checkbox"/> Antislipmat            | <input type="checkbox"/> Trocars                               |
| <input type="checkbox"/> Veress-naald              | <input type="checkbox"/> Camerahoos             | <input type="checkbox"/> Universele canules                    |
| <input type="checkbox"/> Zuig- en irrigatiesysteem | <input type="checkbox"/> Metalen instrumenten   | <input type="checkbox"/> Afneembare endopouch                  |
| <input type="checkbox"/> Rookfilter                | <input type="checkbox"/> Hechtingen             | <input type="checkbox"/> Monopolaire kabel                     |

## Laparoscopische appendectomie

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Laparoscopielaken         | <input type="checkbox"/> Anti-condens oplossing | <input type="checkbox"/> Mepilex® Border Post-op               |
| <input type="checkbox"/> Aanvullende lakens        | <input type="checkbox"/> Naaldenteldoos         | <input type="checkbox"/> Schalen en bassins                    |
| <input type="checkbox"/> Operatiejassen            | <input type="checkbox"/> Mesverwijderaar        | <input type="checkbox"/> Monopolair instrument – paktang       |
| <input type="checkbox"/> Gazen                     | <input type="checkbox"/> Doorgeefschaal         | <input type="checkbox"/> Monopolair instrument – prepareertang |
| <input type="checkbox"/> Spuiten                   | <input type="checkbox"/> Veiligheidsscalpel     | <input type="checkbox"/> Monopolaire scharen                   |
| <input type="checkbox"/> Naalden                   | <input type="checkbox"/> Time-outlaken          | <input type="checkbox"/> Monopolaire L-haak elektrode          |
| <input type="checkbox"/> Insufflatieslangen        | <input type="checkbox"/> Antislipmat            | <input type="checkbox"/> Trocars                               |
| <input type="checkbox"/> Veress-naald              | <input type="checkbox"/> Camerahoos             | <input type="checkbox"/> Universele canules                    |
| <input type="checkbox"/> Zuig- en irrigatiesysteem | <input type="checkbox"/> Metalen instrumenten   | <input type="checkbox"/> Afneembare endopouch                  |
| <input type="checkbox"/> Rookfilter                | <input type="checkbox"/> Hechtingen             | <input type="checkbox"/> Monopolaire kabel                     |

## Laparoscopisch herstel van liesbreuk

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Laparoscopielaken         | <input type="checkbox"/> Anti-condens oplossing | <input type="checkbox"/> Mepilex® Border Post-op               |
| <input type="checkbox"/> Aanvullende lakens        | <input type="checkbox"/> Naaldenteldoos         | <input type="checkbox"/> Schalen en bassins                    |
| <input type="checkbox"/> Operatiejassen            | <input type="checkbox"/> Mesverwijderaar        | <input type="checkbox"/> Monopolair instrument – paktang       |
| <input type="checkbox"/> Gazen                     | <input type="checkbox"/> Doorgeefschaal         | <input type="checkbox"/> Monopolair instrument – prepareertang |
| <input type="checkbox"/> Spuiten                   | <input type="checkbox"/> Veiligheidsscalpel     | <input type="checkbox"/> Monopolaire scharen                   |
| <input type="checkbox"/> Naalden                   | <input type="checkbox"/> Time-outlaken          | <input type="checkbox"/> Trocars                               |
| <input type="checkbox"/> Insufflatieslangen        | <input type="checkbox"/> Antislipmat            | <input type="checkbox"/> Universele canules                    |
| <input type="checkbox"/> Veress-naald              | <input type="checkbox"/> Camerahoos             | <input type="checkbox"/> Monopolaire kabel                     |
| <input type="checkbox"/> Zuig- en irrigatiesysteem | <input type="checkbox"/> Metalen instrumenten   |  |
| <input type="checkbox"/> Rookfilter                | <input type="checkbox"/> Hechtingen             |  |



Om uw trays aan te passen aan uw behoeften, neemt u contact op met uw Mölnlycke® vertegenwoordiger. Die kan u meer vertellen over onze gloednieuwe online Tray Portal – bouw, analyseer, wijzig en evalueer uw tray aankopen met toegang voor meerdere gebruikers.



Laparoscopische oplossingen op maat

# Samenwerken om oplossingen te creëren die de nieuwe norm vormen op vlak van patiëntenzorg

U kunt zich volledig richten op een uitstekende zorgverlening en vrijwaring van uw middelen, met de hulp van onze toegewijde medewerkers en ons volledige assortiment van innovatieve producten:

- Volledig assortiment hoogwaardige afdeklakens, operatiejassen en andere basisproducten voor het OK
- Kwaliteitsvolle, hoogtechnologische operatiehandschoenen van Biogel®
- Toonaangevende procedure tray oplossingen
- Geavanceerde wondverzorging met baanbrekende Safetac® technologie
- Online Tray Portal – bouw, analyseer, wijzig en evalueer uw tray aankopen met toegang voor meerdere gebruikers

## Proving it every day

Bij alles wat we doen bij Mölnlycke® hebben we maar één doel voor ogen: professionele zorgverleners helpen om optimaal te presteren. En wij zijn vastbesloten om dat elke dag te bewijzen.

Ontdek ons laparoscopisch aanbod op [www.molnlycke.nl](http://www.molnlycke.nl) en [www.molnlycke.be](http://www.molnlycke.be).



Meer informatie vindt u op [www.molnlycke.nl](http://www.molnlycke.nl) en [www.molnlycke.be](http://www.molnlycke.be)

Mölnlycke Health Care BV, Postbus 3196, NL - 4800 DD Breda, Nederland. Tel. 076 521 96 63, Fax 076 522 17 82  
Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72 bus 2, BE - 2600 Berchem, België. Tel. 03 286 89 50, Fax 03 286 89 52.

De Mölnlycke, BARRIER, Biogel, Mepilex and Safetac merknamen, namen en logo's zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken van de Mölnlycke Health Care groep. © 2017 Mölnlycke Health Care. Alle rechten voorbehouden [NLSU00501709]

  
**Mölnlycke®**